

**CZ** INHALÁTOR KOMPRESOROVÝ LD. Uživatelský návod.



LT KOMPRESORINIS INHALATORIUS LD. Instrukcja obslugi.

LV KOMPRESORĀ INHALATORS LD. Ekspluatācijas instrukcija.

EE KOMPRESSOR-INHALATOR LD. Kasutusjuhend.

UA KOMPRESORNYIY INHALATOR LD. Instrukcija z eksplyuatacij.

RU ИНГАЛЯТОР КОМПРЕСОРНЫЙ LD. Руководство по эксплуатации.

obr. 1 1. pav. 1. zim. joo.1 man.1 risc.1  
ZAKLADNÍČASTÍ PŘÍSTROJE SEADME PEAMISE OSAD  
PAGRINDINÉS PRIETAISO DALYS  
IERICES GALVANÉS DAĽAS  
PRIZNÁCHENIE ČASŤI PRIHLADYobr. 2 2. pav. 2. zim. joo.2 man.2 risc.2  
PORADI POUZITI NAUDOJIMO TVARKA  
IZMANTOSANAS KARTIBA  
KASUTUSKORD  
PORODOK VIKORISTANNIA  
PORODOK ISPOL'ZOVANIYAobr. 3 3. pav. 3. zim. joo.3 man.3 risc.3  
Vzivlosti na typu postrikovače, časticke ruznych rozmeru se rozdeluju se takto\*:  
Prikazuje namozdajmo na udujamo pukstovo tipu, vytvarus dydzio daleles pasiskirsto aerozoleje tokui budu\*.



Atkarba nu izmantojamā izsmidzinātāja tipa, dažāda izmēra dajīnas aerosola tiek sadalītas sādās\*.

Sūtolvutu kasutatavat pustiņi tūbist, jaotatase aerosoloides erineva suurusega osaksei järgmis\*

V založnosti v tipu rozpilovauja, kaijik vikoristovuyeta, chasticini rižnoho

rozmiro rozpolozivayta v aerozoli naistunim chomem\*.

V sevisimosti o tipa izsmidzinātāgo aerozolām rasplišetelpa se arazoloni следующим образом\*:

obr. 4 4. pav. 4. zim. joo.4 man.4 risc.4  
Aktivite dechem nebulizer.  
Nebulizator aktiviteratav seishehingamisega.  
Aktivovanym vidiakhnam nebulalizer.  
Nebulalizer aktivizē ar ieelpas palidzbu.**CZ**

ZAKLADNÍČASTÍ PŘÍSTROJE (obr. č.1)

- KOMPRESOR,
- TUMBLER SPINÁČ,
- HŘÍDEL KOMPRESORU,
- HŘÍDEL VZDUCHU,
- ROHOVÝ VÝPADEK NEBULIZATORU,
- LÓŽKO (HZNDO) PRO FILTR,
- NEBULIZER AL D-NO01,
- HORNÍ ČASŤ NEBULIZATORU,
- ROZSTŘIKOVÁKA INHALAČNÁ «A» (MODRÝ) LD-N002,
- ROZSTŘIKOVÁKA INHALAČNÁ «B» (MODRÝ) LD-N003,
- INHALAČNÝ VZDUŠNÝ FILTR.

NEBULIZEROVÁ TERAPIE-CO JE TO?

Nebulizor je - do přístroje pro tvorbu a rozprášování aerosolu. Slovo „Nebulizace“ pochází z latinského slova „nebulosa“ (mlha), která a poprvé používalo se v roce 1874 pro označení upářání, které může transformovat kapalino do aerosolu zdrojem vln. Dleží zpravidla aerosolových záření bylo vyrobeno. Šedesát let v Paříži v roce 1859 Neprvejší.

AKTIVITE DECEHM NEBULIZER (obr. č.2)

Vztahuje se k aktuálnímu použití nebo udržení komplexu.

