

Little Doctor

LD23, LD23A, LD23L

EN INSTRUCTION MANUAL FOR DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR LD23, LD23A, LD23L
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CIŚNIENIOMIERZA CYFROWEGO LD23, LD23A, LD23L
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. LD23, LD23A, LD23L készülék a vérnyomás és pulzusszám digitális mérése
RO MANUAL DE UTILIZARE A TENSIOMETRULUI DIGITAL LD23, LD23A, LD23L
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА ЦИФРОВ ТОНОМЕТЪР LD23, LD23A, LD23L

fig.1 rys. 1 1. ábra
PARTS AND COMPONENTS
PODSTAWOWE CZĘŚCI I KOMPONENTY
ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE




fig.2 rys. 2 2. ábra
BATTERY INSTALLATION
WYMIANA BATERII
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE




fig.3 rys. 3 3. ábra
CORRECT POSITION DURING MEASUREMENT
PRZĘCIE POZYCJI UMOŻLIWIĄCEJ POMIAR
A HELYES TESTHELYZÉSI A MÉRÉSÉNL
POZIȚIA CORECTĂ ÎN TIMPUL PROCESULUI DE MĂSURARE
ПРАВИЛНА ПОЗА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ




fig.4 rys. 4 4. ábra
CUFF PREPARATION
ZAKŁADANIE MANKIETU
A MANDZETTA ELŐKÉSZÍTÉSE




fig.5 rys. 5 5. ábra
MEASUREMENT PROCEDURE
PROCEDURA POMIARU
A MÉRÉS MÓDSZERE



EN
PARTS AND COMPONENTS (fig.1)
● ELECTRONIC UNIT.
● LCD.
● ARM CUFF JACK.
● AIR PLUG.
● AIR TUBE.
● ARM CUFF.
● POWER SOURCE JACK.
● ELECTRICAL POWER SUPPLY LD-N057 (IT IS ATTACHED TO MODIFICATION LD23A AND LD23L).
● (C) (POWER ON/OFF).
● POWER ELEMENTS.
● INSTRUCTION MANUAL.
● WARRANTY CARD.
● STORAGE CASE.
GENERAL INFORMATION
This instruction Manual is designed to assist the user with safe and effective operation of the automatic digital Device for measurement of blood pressure and heartbeat rate LD (modification LD23, LD23A, LD23L) (hereinafter – the "Device"). Use the Device according to the rules described in this Manual. Operate the Device only as intended. Do not use the Device for any other purposes. Read and understand the whole Instruction Manual, in particular "Recommendations on Correct Measurement".
INDICATIONS FOR USE
Use this Device to measure your systolic and diastolic blood pressure and heartbeat rate in patients aged from 15. This Device is recommended for use by persons with unstable blood pressure or known arterial hypertension at home as an addition to medical surveillance.
OPERATION PRINCIPLE
This Device uses the oscillometric method of blood pressure with Fuzzy Algorithm and pulse rate measurement. Wrap the cuff around your upper arm and it starts to be inflated automatically. The sensitive element of the Device feels the weak pressure oscillations in the cuff generated by widening and contraction of the brachial artery in response to every heartbeat. Pumping in is ceased when cuff is adequately pumped in to determine diastolic and systolic pressure (the amplitude of the pressure waves is measured, converted into millimeters Hg and shown on the display as figures) after which air is released from cuff. Remember that the Device will not maintain the mentioned accuracy of a measurement if it is used or stored at a temperature or humidity other than those specified in Technical Specifications of this Manual. We are warning about possibility of mistakes in blood pressure measurement with this Device in persons with pronounced cardiac arrhythmia. Consult the doctor concerning blood pressure measurement of your child.

Measurement method	oscillometric with Fuzzy Algorithm
Display	LCD
Pressure indication range in an arm cuff, mmHg	from 0 to 300
Measurement range: pressure in an arm cuff, mmHg	from 40 to 260
pulse rate, 1/min	from 40 to 160
Range of admissible absolute error at measurement of air pressure in an arm cuff, mmHg	±3
Range of admissible relative error at pulse rate measurement, %	±5
Inflation	automatic (air pump)
Deflation	automatic
Type of power supply:	4 "AA" size batteries (LR6) or adapter not less than 600 mA
Operation conditions	
Temperature, °C	from 10 to 40
Relative humidity, % Rh	85 and lower
Storage and transportation conditions	
Temperature, °C	from -20 to 50
Relative humidity, % Rh	85 and lower
Date and time	yes
Max power intake, W	3,6
Output voltage	6V ± 5%
Max load current	not less than 600 mA
Input voltage	~200-240 V, 50/60 Hz
Dimensions	64 x 70 x 43 mm
Weight	not more 0,3 kg
Plug:	
Polarity of terminals	↔ internal
Internal diameter, mm	2,1 ± 0,1
External diameter, mm	5,5 ± 0,1
Length of plug contact, mm	10 ± 0,5
Dimensions	
Size (elektronic block), mm	129 x 68 x 54
Weight (without package, case, batteries and adapter), g	328 (LD23, LD23A) / 358 (LD23L)
Year of manufacture	You the manufacturer is given in the bottom of the unit body in a serial number after symbols "AA"
Opisanie simboli	± Type BF □ Important: Read the instructions Type II

Revision date of the present Manual is indicated on the last page as EXXX/YYMM/NN, where YY is the year, MM is the month and NN is the number of revision. Technical characteristics may be changed without preliminary notification to improve the operation and quality of the product.
This Device manufacturing is certified according to international standard ISO 13485. Units LD23, LD23A, LD23L comply with the requirements of European Directive MDD 93/42/EEC, international standards, EN980.
Power source LD-N057 complies with international standard EN 55022 Class A, protection level against electric shock: Class II, Type BF.
RECOMMENDATIONS ON CORRECT MEASUREMENTS
1. For correct measurement you should know that the BLOOD PRESSURE IS SUBJECT TO SHARP VARIATIONS EVEN WITHIN THE SHORT TIME INTERVALS. The blood pressure depends on many factors. It is usually lower in summer and higher in winter. The blood pressure varies together with the atmospheric pressure, depends on physical loads, emotional excitement, stresses and dietary regime. Drugs, drinking alcohol and smoking produce significant effect. Even the very procedure of blood pressure measurement in a polyclinic does not influence the blood pressure high in many people, thus, the blood pressure measured at home often differs from the values received in a polyclinic. As the blood pressure tends to rise at low temperatures, make measurements at an indoor temperature (approximately 20° C). If this Device stayed under a low temperature, keep it for at least 1 hour at an indoor temperature before use, otherwise the measurement result may be incorrect. During a day the difference in readings for healthy people may be 30-50 mmHg of systolic pressure and 10 mmHg of diastolic pressure. The dependence of the blood pressure on various factors is individual for each person. Accordingly, it is recommended to keep a special book with blood pressure records. ONLY A CERTIFIED DOCTOR USING YOUR RECORDS IS CAPABLE TO ANALYZE THE TENDENCY OF YOUR BLOOD PRESSURE VARIATIONS.
2. At cardiovascular and some other diseases requiring blood pressure monitoring make measurements in the hours fixed by your attending doctor. REMEMBER THAT THE DIAGNOSTIC AND ANY TREATMENT OF HYPERTENSION MAY BE CONDUCTED ONLY BY A CERTIFIED DOCTOR ON THE BASIS OF BLOOD PRESSURE VALUES OBTAINED BY THIS DOCTOR. TAKING OF DRUGS AND THEIR DOSES SHOULD BE PRESCRIBED ONLY BY YOUR ATTENDING DOCTOR.
3. At such disorders as deep vascular sclerosis, weak pulse wave and also in patients with the prominent distortions of cardiac rhythm it may be difficult to measure the blood pressure accurately. IN SUCH CASES CONSULT A CERTIFIED DOCTOR ABOUT APPLICATION OF THE ELECTRONIC DEVICE.
4. KEEP CUFF DURING A MEASUREMENT TO OBTAIN THE ACCURATE VALUES OF YOUR BLOOD PRESSURE WITH THE ELECTRONIC DEVICE. Measure your blood pressure in the calm and comfortable conditions at the indoor temperature. No eating an hour before measurement; no smoking, taking tonic agents, alcohol 1.5-2 hours before measurement.
5. The accuracy of blood pressure measurement depends on whether the cuff matches the size of your arm. The CUFF SHOULD NOT BE TOO SMALL OR TOO LARGE.
6. Wait 3 minutes between measurements for the blood to restore its circulation. However, the persons with prominent atherosclerosis due to considerable loss of vascular elasticity may need to increase the wait time between measurements (10-15 minutes). This also refers to the patients suffering from long from diabetes. For more accurate determination of blood pressure it is recommended to make a series of 3 consecutive measurements and to use the average value.

POWER SUPPLY OF THE DEVICE
BATTERY INSTALLATION (fig.2)
1. Open the cover of the battery compartment and install 4 "AA" size batteries according to polarity marked inside the compartment. Do not use much force to remove the cover of the battery compartment.
2. Close the battery cover.
The batteries supplied with the Device are intended for check of the Device performance at sale and their service life may be shorter than of the recommended batteries.

• Replace all batteries when the Low Battery Indicator () appears on the screen or when there is no any indication on the screen. The Low Battery Indicator does not waste the discharge level.
• Replace all four batteries at the same time. Do not use the waste batteries.
• If the Device is unused for a long time, remove all batteries.
• Do not leave the waste batteries in the Device.

USE OF THE DEVICE WITH THE POWER SOURCE
The jack for connection of the power source is on the right side of the Unit.
Use the power source only with the following technical characteristics:
The output voltage : 6V ± 5%
Maximum output current : not less than 600 mA
Plug:
Terminal polarities : "minus" – internal
External diameter : 5,5 ± 0,1 mm
Internal diameter : 2,1 ± 0,1 mm
Length : 10 ± 0,3 mm
The manufacturer recommends application of the stabilized power source LD-N057 (it is attached to modification LD23A and LD23L).
CORRECT POSITION DURING MEASUREMENT (fig.3)
1. Sit at a table so that during blood pressure measurement your hand rests on its surface. Be sure that the cuff is placed approximately at the level of your heart and that your arm lies freely on the table and does not move.

3. You can measure the pressure lying on the back. Look at the ceiling, keep your head and do not move during measurement. Be sure that the cuff is placed approximately at the level of your heart.
CUFF PREPARATION (fig.4)
1. Insert the cuff end for about 5 cm into a metal ring as shown in the figure.
2. Apply the cuff to your left upper arm so that the air tube is directed to your palm. If the measurement on your left arm is difficult, you may use your right arm. In this case remember that the readings may differ by 5-10 mmHg and even more.
3. Wrap the cuff around your upper arm so that the bottom of the cuff is approximately 2-3 cm above your elbow. The sign "ARTERY" should be over the arm artery.
4. Fix the cuff so that it fits tightly to the arm, but see that it is not overnight. Too tight or too free placement of the cuff may give inaccurate readings.
5. On the fixed cuff the sign "INDEX" should point to the area «NORMAL». It means that the cuff is chosen correctly and fits the size of your upper arm. If the sign points to the area marked «**LOW**» the cuff is too small and the readings will be higher. If the sign points to the area marked «**HIGH**» the cuff is too large and the readings will be lower.
6. If the arm has a conic form, the cuff should be put on with a spiral movement as shown in the figure.
7. If the rolled-up sleeve squeezes the arm interfering with free blood flow the Device may give inaccurate figures not corresponding to your actual blood pressure.

MEASUREMENT PROCEDURE (fig.5)
1. Insert the Air Tube Tube into the Cuff Jack. Make 3-5 deep inhaleds and exhales before taking a measurement and relax. Do not move, do not speak and do not touchen your arm.
2. Press ().
3. All symbols will appear on the display screen for a short time, two short sound signals will be given and the Device will inflate automatically the air into the cuff. At first the inflation will stop at the level of 190 mmHg.
4. After reaching the level of 190 mmHg the cuff will gradually deflate. The figures on the screen will count back. The pulse symbol ♥ will start flickering.
As the blood pressure and pulse are measured during air deflation from the arm cuff keep quiet and do not move your arm and do not touchen your arm muscles.
5. When the measurement is complete the sound signal is given, the arm cuff completely deflates and you measurement results flash on the screen and Indicator «**PA**» will blink, reminding that to retain results, it is necessary to choose memory 1 or 2, having depressed M1 or M2, respectively. The result may be before the beginning of the next measurement or before turning the device OFF.
If irregular pulse rhythm is detected during measurement, symbol of arrhythmia ♥♥♥, will appear upon measurement end (for LD23, LD23A). Appearance of arrhythmia indicator may also be caused by body movement during measurement. During periodical appearance of this indication apply to you attending doctor (for LD23, LD23A).
Apart from numerical value of pressure, result is also displayed on scale WHO (fig. 14). Scale WHO – three-color scale of classification of received value of arterial pressure, according to recommendation of World Health Organization. The scale is available from the left.
6. Press () – to switch off. For taking a new measurement repeat all steps described in this paragraph.
TO OBTAIN THE INTERNAL BETWEEN MEASUREMENTS TO RESTORE THE BLOOD CIRCULATION, WAIT FOR AT LEAST 3 MINUTES BEFORE MAKING A NEW MEASUREMENT.
If the Unit is ON and is unused for 3 minutes it will be switched off automatically.

AUTOMATIC RE-INFLATION
When during the first blood pressure measurement the cuff inflation to a level of 190 mmHg is not sufficient or you move your arm the Device stops measurement and re-inflates the cuff to the higher level. The Device has 4 fixed levels of the arm cuff inflation: 190, 230, 270 and 300 mmHg.
The automatic re-inflation is repeated until the measurement is completed successfully. This is not a defect.

FORCED DEFLATION FROM A CUFF
For rapid air release from of the arm cuff during arm cuff inflation or during a measurement (slow deflation) press the () button. The arm cuff quickly completely deflates and the Device is independently switched off.

Indication	Likely cause	Methods of correction
	The arm cuff is applied incorrectly or the air tube plus is inserted not tightly enough. Measurements cannot be made due to hand movement or talking during measurements. At such disorders as deep vascular sclerosis, weak pulse wave and also in patients with the prominent distortions of cardiac rhythm it may be difficult to measure the blood pressure accurately.	Be sure that the arm cuff is applied correctly and the tube plus is inserted tightly. Repeat the whole measurement procedure. Repeat the measurement following strictly the recommendations of this Manual. In such cases consult a certified doctor about application of the electronic unit.
	Batteries are discharged.	Replace the batteries for new ones.

CARE, STORAGE, REPAIR AND DISPOSAL
1. Keep this Device from exposure to higher humidity, direct sunlight, shocks, vibration. THIS DEVICE IS NOT WATERPROOF!
2. Do not keep and use this Device near heating installations and open fire.
3. Remove the batteries if the Device will be unused for a long time. Battery leakage may damage the Device. KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN!
4. Keep the Device clean and protect it from dust. Use the dry soft cloth to clean the Device.
5. Keep the Device and its components away from water, solvents, spirit and petrol.
6. Protect the arm cuff from contacting on sharp things; do not stretch or fold tightly the arm cuff.
7. Do not subject the Device to strong shocks, such as dropping on the floor.
8. This Device does not contain special controls to adjust the measurement accuracy. It is prohibited to open individually the electronic block. Repair the Device only in authorized organizations.
9. On expiration of the warranted service life apply from time to time to authorized repair organizations to check the technical condition of the Device.
10. Dispose of the Device and its components according to the application local regulations. No special requirements to disposal of this Device are defined by the manufacturer.
11. The arm cuff may withstand multiple sanitary treatments. The internal tissue surface of the arm cuff (contacting on arm) may be cleaned with cotton ball soaked in 3%-solution of hydrogen peroxide. At long use the partial color fading of the tissue coating of the arm cuff is possible. Washing and ironing of the arm cuff are not allowed.

PROBLEM	LIKELY CAUSE	METHOD OF CORRECTION
After pressing the () button no indication on the display.	Discharge of batteries. Polarity of batteries is not observed. Power terminals are contaminated Power source not plugged in an electrical outlet.	Replace all batteries for new ones. Install batteries correctly. Clean the terminals with dry cloth. Plug the power source into an electrical outlet.
Inflation is stopped and resumed.	Automatic re-inflation to obtain correct measurements. Perhaps you talk or move your arm during the measurement?	See MEASUREMENT PROCEDURE Calm down and repeat the measurement.
Every time the blood pressure is different. Measurements are too low/high	Check that the arm cuff is level with your heart? Check that the arm cuff is applied correctly? Perhaps your arm muscles are tough? Perhaps you talk or move your arm during the measurement?	Take the correct position for measurement. Take the correct position for measurement. Calm down, apply the arm cuff correctly. Keep silence and quiet during measurement.
Measurements of the pulse rate are too high/low...	Perhaps you talk or move your arm during the measurement? Perhaps you make measurement directly after physical load?	Keep silence and quiet during measurement. Repeat the measurement at least in 5 min.
Impossibility to make a large number of measurements.	Application of poor batteries.	Use only alkali batteries of well-known manufacturers.
Spontaneous failure of power supply.	Actuation of automatic de-energizing system.	This is not a defect. The Unit is disconnected automatically in 3 minutes after the last operation of the Unit.

If regardless of the above recommendation you are unable to get correct measurement results, stop the use of the Device and apply to a maintenance organization (addresses and telephones of authorized organizations may be found in the warranty card). Do not try to adjust the internal mechanism by yourself.

WARRANTY
The warranty liabilities are contained in the warranty card given at the sale of this Device to a purchaser.
The address of organizations for warranty maintenance are given in the warranty card.
Manufactured under control and for Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307, postal address: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).
Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongjing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).
Distributor in European Union: Little Doctor Europe Sp. z o.o. (57C Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)
For more information please visit www.littledoctor.sg

PL
PODSTAWOWE CZĘŚCI I KOMPONENTY (rys.1)
● BŁOK ELEKTRONICZNY URZĄDZENIA.
● WYŚWIETLACZ LCD.
● GNIAZDO DO PODŁĄCZENIA MANKIETU.
● ZŁĄCZE DO MANKIETU.
● WĘŻYK MANKIETU.
● MANKIET.
● GNIAZDO DO PODŁĄCZENIA ZASILACZA.
● ZASILACZ LD-N057(W KOMPLETE DO MODELU LD23 I LD23L).
● PRZYCISK (WYŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ZASILANIA).
● BATERIE.
● INSTRUKCJA OBSŁUGI.
● KARTA GWARANCYJNA.
● TORBA.

INFORMACJA OGÓLNA
Niniejsza instrukcja ma służyć użytkownikom pomocą w bezpiecznym i efektywnym posługiwaniu się automatycznym elektronicznym urządzeniem do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pulsu LD, model LD23, LD23A, LD23L (dalej w tekście: URZĄDZENIE). Urządzenie powinno być stosowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej instrukcji i nie należy wykorzystywać go do celów innych, niż to opisane. Należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi, zwłaszcza rozdział "Zalecenia dotyczące prawidłowego pomiaru".
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz pulsu u pacjentów w wieku od 15 lat. Ciśnieniomierz zalecany jest do stosowania u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem tętniczym krwi lub nadciśnieniem tętniczym w warunkach domowych jako uzupełnienie nadzoru lekarskiego. Mankiet dostosowany jest do ramion o obwodzie 25-36 cm.

ZASADA DZIAŁANIA
Urządzenie wykorzystuje oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Mankiet jest owijany wokół ramienia i pompowany automatycznie. Czujnik wychwytuje delikatne wahania zmiany ciśnienia w mankiecie, powodowane rozszerzeniem i kurczeniem się tętnicy naczyniowej odpowiednio do bicia serca. Mierzona amplituda fal ciśnienia przekładana jest na wartość wysokości słupka rtęci, wyświetlaną na wyświetlaczu LCD. Należy pamiętać, że aby urządzenie wyświetlało poprawny wynik, musi ono być przechowywane i wykorzystywane w temperaturach i przy wilgotności, nie odbiegających od opisanych w dziale "Specyfikacja techniczna" danej instrukcji. Upraszamy o możliwość przekłamania pomiarów u osób z rozrzuśniami serca, arytmia serca, zwiększeniem naczyń, zaburzeniami rytmu i cukrzycą. Przed pomiarem ciśnienia u dzieci wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem.

Metoda pomiaru	oscylometryczna z Fuzzy Algorithm	Warunki przechowywania i transportu
Wyświetlacz	trzyliniowy wyświetlacz LCD	temperatura, °C wilgotność względna, Rh od -20 do 50 85 i mniej
Zakres wyświetlania	3-300 mmHg (ciśnienie w mankiecie)	Maksymalny pobór mocy, W 3,6
Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie, mmHg	od 40 do 260	Zasilacz LD-N057 (w komplecie do LD23A, LD23L)
Granica błędów pomiaru ciśnienia powietrza w mankiecie kompresyjnym, 1/min	±3	Napięcie wyjściowe Maksymalny prąd obciążenia Napięcie wyjściowe Wymiary gabarytowe Waga Wytrzymałość Średnia wewnętrzna, mm Średnia zewnętrzna, mm Długość, mm
Granica błędów pomiaru częstotliwości pulsu, 1/min	±5	6V ± 5% nie mniej niż 600 mA ~200-240 V, 50/60 Hz 64 x 70 x 43 mm nie więcej niż 0,3 kg ↔ wewnętrzny 2,1 ± 0,1 5,5 ± 0,1 10 ± 0,5
Pomiarowanie	automatyczne (pompa powietrza)	wymiary (korpus), mm waga (bez opakowania, torby, baterii i zasilacza), g Rok produkcji
Spuszczanie powietrza podczas pomiaru	automatyczne	328 (LD23, LD23A) / 358 (LD23L)
Typ zasilania	4 baterie AA (LR6) lub zasilacz, nie mniej niż 600 mA	podany na obudowie w dolnej części korpusu urządzenia w jego numerze seryjnym, po symbolu «AA».
Warunki eksploatacji urządzenia	temperatura, °C wilgotność względna, % Rh od 10 do 40 85 i mniej	Opisanie symboli 1. Uwaga! Należy zapoznać się z instrukcją 2. Klasa ochronna II

W celu poprawy poziomu wydajności i jakości urządzenia jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia o tym.
Produkcja urządzeń certyfikowana jest według międzynarodowego standardu ISO 13485. Urządzenia spełniają wymagania Dyrektywy Rady MDD 93/42/EEC, standardów międzynarodowych, EN980, EN1061-1, EN1061-2, EN1061-3, EN1061-4, EN1061-5, ISO 14971.
Zasilacz LD-N057 odpowiada międzynarodowemu standardowi EN 55022 Class A, typ I stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa II, typ BF.
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWDIWOŚCI POMIARU
1. Dla przeprowadzenia prawidłowego pomiaru należy pamiętać, że CIŚNIENIE TĘTNICZE PODLEGA SILNYM WAHANIOM NAWET W KRÓTKIM PRZEDZIALE CZASOWYM. Wartość ciśnienia tętniczego krwi zależy od wielu czynników. Zwykle jest ono niższe w okresie letnim i wyższe w okresie zimowym. Ciśnienie krwi zależy od ciśnienia atmosferycznego, wysiłku fizycznego, pobudliwości, stresu, diety. Duży wpływ mają używki: narkotyki, alkohol i palenie tytoniu. W wyniku osłabienia samoprowadzenia pomiaru ciśnienia w trybie pomiaru należy podnieść wskazania.
2. Z tego powodu wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego przeprowadzonych w warunkach domowych często różnią się od wyników pomiarów, przeprowadzonych w ośrodkach medycznych.
3. Z uwagi na fakt, że ciśnienie w niskiej temperaturze podwyższa się, należy je mierzyc w temperaturze pokojowej (około 20°C). W przypadku, gdy urządzenie było przechowywane w niskiej temperaturze, przed użyciem trzeba je przynajmniej przez godzinę przetrzymać w temperaturze pokojowej, inaczej wyniki pomiaru mogą być przekłamane. W ciągu doby wahania ciśnienia u zdrowych ludzi wynoszą 30-50 mmHg dla ciśnienia skurczowego (górnego) i do 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego (dolnego). Wahania ciśnienia u różnych ludzi mogą mieć różne podstawy. Dlatego zaleca się prowadzenie dziennika pomiarów. TYLKO LEKARZ NA PODSTAWIE DANYCH Z TAKIEGO DZIENNIKA MOŻE PRZEANALIZOWAĆ TENDENCJE ZMIAN I STWIERDZIĆ EWENTUALNE PRZYCZYNY ZABURZENI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO.

2. W chorobach układu krążenia, jak i wielu innych, które wymagają monitorowania ciśnienia tętniczego, ważne jest dokonywanie pomiarów w porach zalecanych przez lekarza. PAMIĘTAJ, ŻE DIAGNOSTYKA I JAKIEJKOLWIEK LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANE TYLKO PRZEZ LEKARZA NA PODSTAWIE WSKAZNIKÓW NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO, UZYSKANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ LEKARZA. PRZYJMUJEMY LEKÓW I ZMIANY W ICH DOZOWANIU NALĄŻY UPREDNIO SKONSULTOWAĆ Z LEKARZEM.
3. Przy zaburzaniu takich jak: miażdżycy naczyń krwionośnych, słaby puls, a także u pacjentów z poważnymi zaburzeniami rytmu serca pomiar ciśnienia tętniczego może być utrudniony. W TAKICH PRZYPADKACH POMIARU SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM W CELU OKREŚLENIA NAJLEPSZEJ METODY POMIARU.
4. ABY OTRZYMAĆ POPRAWNE WYNIKI POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PRZED PRZEPROWADZENIEM POMIARU NALĄŻY ZACHOWYWAĆ CZYSTOŚĆ. Pomiar ciśnienia tętniczego powinien być przeprowadzony w pozycji wygodnej dla pacjenta, w temperaturze pokojowej. Na godzinę przed pomiarem nie należy spożywać posiłków, od połkroty do dwóch godzin nie spożywać napojów gazowanych i alkoholu, w tym czasie należy również zrezygnować z palenia tytoniu.
5. Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zależy również od prawidłowego dobrania mankieta do rozmiaru ramienia oraz prawidłowego ułożenia mankieta. MANKIET NIE MOŻE BYĆ ZA MIAŁY LUB ZA DUŻY.

6. Powtórzenie pomiaru jest możliwe po upływie około 3 min. Po takim czasie powraca normalne krążenie w ramieniu. W przypadku osób z miażdżycą i innymi chorobami układu krążenia czas ten powinien być dłuższy, nawet do 10-15 min. Dotyczy to również pacjentów z cukrzycą. Określenie dokładnego ciśnienia tętniczego krwi zaleca się na podstawie danych z 3 pomiarów i wyliczenia średniej i uzyskanych wyników.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA
WYMIANA BATERII (rys.2)
1. Otwórz pokrywę i włóż 4 baterie typu AA zgodnie ze schematem, zamieszczonym w wewnętrznej części komory. Upewnij się, że została zachowana właściwa biegunowość. Nie zostawij nadmiernej siły podczas otwierania pokrywy komory.
2. Zamknij pokrywę komory baterii.
Baterie dołączone z urządzeniem służą do testowania poprawności działania ciśnieniomierza, ich żywotność jest zależna o wiele niższa, niż żywotność nowych baterii.

• Zamień wszystkie baterie, kiedy na wyświetlaczu ciągle wyświetla się symbol wymiany baterii () lub nie wyświetla się nic. Symbol wymiany baterii nie wskazuje poziomu naładowania.
• Podczas wymiany baterii należy zmienić je wszystkie, nie należy zakładać baterii używanych.
• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Nie zostawiać zużytych baterii w urządzeniu.
Zastosowanie urządzenia zasilanego zasilaczem
Gniazdo do podłączenia zasilacza znajduje się na prawym boku korpusu urządzenia.
Producent Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongjing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).
Napięcie wyjściowe : 6V ± 5%
Prąd obciążenia : nie mniej 600 mA
Wychylenie :
Biegunowość : "minus" – wewnętrzny kontakt
Średnia zewnętrzna : 5,5 ± 0,1 mm
Średnia wewnętrzna : 2,1 ± 0,1 mm
Długość : 10 ± 0,3 mm

Producent zaleca wykorzystanie zasilacza stabilizowanego LD-N057 (dołączony do zestawu modelu LD23A, LD23L).
Przy korzystaniu z urządzenia zasilanego zasilaczem przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć z komory.

PRZĘCIE POZYCJI UMOŻLIWIĄCEJ POMIAR (rys.3)
1. Usiądź przy stole tak, aby w trakcie dokonywania pomiaru twoja ręka leżała na jego powierzchni. Upewnij się, że mankieta po założeniu na ramię jest na wysokości serca, a przedramię swobodnie leży na stole i nie porusza się.

2. Pomiaru można dokonywać również w pozycji leżącej na plecach. Podczas pomiaru trzeba patrzeć do góry, zachować wyprost i nie poruszać się. Należy pamiętać, aby mankieta była założona na ramieniu na wysokości serca.

ZAKŁADANIE MANKIETU (rys.4)
1. Rozsuń mankieta, aby metalowy pierścień znajdował się około 5 cm od rzępu, jak pokazano na rysunku nr 1.
2. Wsuń lewą ramię w mankieta, aby rurka była skierowana w kierunku dłoni. Jeżeli pomiar na lewej ręce jest utrudniony, można dokonać go na prawej. Należy pamiętać, że wyniki mogą się różnić o 5-10 mmHg.
3. Owinić mankieta tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się w odległości 2-3 cm od łokcia. Rurka i napis «ARTERY» (TĘTNICA) powinny znajdować się nad tętnicą, od wewnętrznej strony stawu łokciowego.
4. Należy zabezpieczyć mankieta rzepem tak, aby leżał wygodnie i nie był za ciasny. Zbyt ciasne lub luźne założenie mankieta może być przyczyną błędnych pomiarów.
5. Strzałka INDEX powinna wskazywać na napis «NORMAL». Oznacza to, że mankieta jest właściwy dla tej grubości ramienia. Jeżeli strzałka wskazuje na obszar «**LOW**» na lewo od napisu, znaczy to że mankieta jest za mała i wyniki będą zawyżone. Jeżeli strzałka wskazuje na obszar «**HIGH**» na prawo od napisu, oznacza to, że mankieta jest za duża i wyniki będą niższe.
6. W przypadku zbyt dużej objętości ręki zwężającej się stożkowo w kierunku łokcia, mankieta należy nawiązać spiralnie.
7. Zbyt mocno zwinięty rękaw nad mankiem może powodować ukłucie, tamując tym samym przepływ krwi, co może być przyczyną błędnych pomiarów ciśnienia.

PROCEDURA POMIARU (rys.5)
1. Podłącz złącze mankieta do właściwego gniazda ciśnieniomierza. Przed pomiarem rozluźnij się i przez 3-5 głębokich oddechów. Nie poruszaj się, nie naprzężaj i nie mów w czasie pomiaru.
2. Naciśnij przycisk ().
3. Przez moment na wyświetlaczu zostaną podświetlone wszystkie znaki (rys. 31), usłyszysz dwa krótkie sygnały, a urządzenie automatycznie zacznie pompować mankieta. Pierwsze pompowanie mankieta zatrzyma się na poziomie 190 mmHg (rys. 32).
4. Po osiągnięciu wartości 190 mmHg ciśnienie w mankiecie zacznie stopniowo spadać, a wyświetlana wartość będzie maleć. Puls oznaczony jest migającym symbolem ♥♥♥.
5. Z UWAGI NA TO, ŻE CIŚNIENIE TĘTNICZE I PULS MIERZONE SA PODCZAS UWALNIANIA POWIETRZA Z MANKIETU, STARAJ SIĘ NIE PORUSZAĆ RĘKĄ I NIE OBCIĄŻAĆ RAMIENIA.
6. Na koniec pomiaru rozlegnie się sygnał dźwiękowy, po czym urządzenie wypuści z mankieta całe powietrze, a na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.
Migający na wyświetlaczu znak ♥♥♥ informuje o nieregularnym rytmie serca. Pojawienie się wskaźnika arytmii może być spowodowane również ruchem ciała w trakcie pomiaru (dla LD23, LD23A). Jeżeli znak ♥♥♥ pojawia się okresowo, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym (dla LD23, LD23A).

6. Wciśnij przycisk () – urządzenie wyłączy się. W celu ponownego przeprowadzenia pomiaru powtórz od początku wszystkie kroki, opisane wcześnie w tym rozdziale.
ABY OTRZYMAĆ POPRAWNE WYNIKI, NALĄŻY RÓWNO PRZERYN MIĘDZY POMIARAMI, ŻEBY PRZYWOŁAĆ KRĄŻENIE KRWI. DŁUGIEGO POWTÓRNY POMIAR ZALECA SIĘ PRZEPROWADZAĆ NIE WCZĘSNIEJ NIŻ 3 MINUTY OD OSTATNIEGO POMIARU.

Jeżeli źródło zasilania nie zostało odłączone, a w ciągu 3 minut nie korzystano z urządzenia, wyłączy się ono automatycznie.
POMPOWANIE AUTOMATYCZNE
Jeżeli początkowe pompowanie mankieta do wartości 190 mmHg nie jest wystarczające lub zostanie wykonany ruch ręką, urządzenie napompuje mankieta do wyższej wartości. Ciśnieniomierz posiada 4 stałe poziomy pompowania nakieta: 190, 230, 270, 300 mmHg.
Automatyczne pompowanie mankieta jest powtarzane, dopóki pomiar nie zakończy się powidzeniem. Nie oznacza to wady urządzenia.

WYMUŚCZONE SPUSZCZANIE POWIETRZA Z MANKIETU
Jeżeli podczas pompowania mankieta lub podczas pomiaru (w trakcie powolnego spuszczenia powietrza) zajdzie potrzeba szybkiego spuszczenia powietrza, należy wcisnąć przycisk (). Urządzenie szybko wypuści resztę powietrza z mankieta i wyłączy się.

Symbol	Prawdopodobna przyczyna	Sposób wyeliminowania
	Nieprawidłowe założenie mankieta lub błędne podłączenie wszystkich części mankieta. Pomiar nie mógł być wykonany ze względu na zbyt ręką lub rozmiar podczas pomiarowania pomiaru. W przypadku nieprawidłowego rytmu serca, głębokiego stwardnienia naczyń i słabego tętna prawidłowe zmierzenie ciśnienia tętniczego może być utrudnione.	Upewnij się, że mankieta została prawidłowo połączona z ciśnieniomierzem i powtórz procedurę pomiaru. Wykonaj ponowny pomiar stosując się do wskazówek zawartych w instrukcji. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia najlepszej metody pomiaru

