


PAGRINDINĖS DALYS IR KOMPONENTAI



BENDROJI INFORMACIJA

Ši instrukcija yra skirta paaiškinti vartotojams kaip saugiai ir efektyviai naudotis automatininiu LD3/LD3a modelio (toliau tekste: PRIETAISAS) kraujospūdžio ir pulso matuokliu. Šis prietaisas privalo būti naudojamas pagal šios instrukcijoje aprašytas taisykles. Nevalia prietaiso naudoti kitiems, instrukcijoje nepaminėtiems tikslams. Privaloma perskaityti ir suprasti visą naudojimo instrukciją, atkreipiant ypatingą dėmesį į skyrių “Rekomendacijos teisingam matavimui”.

PASKIRTIS

Prietaisas yra skirtas sistolinio bei diastolinio kraujo spaudimo bei pulso matavimui asmenims nuo 15 metų. Kraujospūdžio matuoklio naudojimas yra rekomenduojamas kaip pagalbinė medicininės priežiūros priemonė namų sąlygomis pacientams, turintiems nestabilių (nepastovų) kraujo spaudimą ar arterinę hipertenziją. Rankovė yra pritaikyta 25–36 cm apimties žastui.

VEIKIMO PRINCIPAS

Prietaisas veikia oscilometrinio kraujo spaudimo matavimo principu. Rankovė yra apvyniojama apie žastą ir automatiškai pripūčiama. Rankovėje įtaisytas jutiklis fiksuoja subtilius kraujo spaudimo svyravimus, kuriuos sukelia žasto arterijos plėtimasis ir susitraukimas, priklausomai nuo širdies plakimo. Matuojama spaudimo bangų amplitudė yra perskačiuojama į gyvsidabrio stulpelio aukštį, kuris yra parodomas LCD ekrane skaitmeninėje išraiškoje. Prietaisas turi dvi atmintis ir galimybę išsaugoti po 90 matavimo rezultatų kiekvienoje iš jų. Atsiminkite, jog įrenginį privaloma laikyti ir naudoti atitinkamomis oro temperatūros bei drėgnumo sąlygomis, kurios yra aprašytos instrukcijos skyriuje “Techninės charakteristikos”. Perspėjame, jog matavimų rezultatai būti netikslūs, asmenims su širdies stimulatoriais, širdies aritmija, kraujagyslių susiaurėjimu, diabetu ar kepenų sutrikimais. Prieš matuodami kraujospūdį vaikams, pasitarkite su gydytoju.

NAUJOS LD TECHNOLOGIJOS, PRITAIKYTOS PRIETAISE

Fuzzy Fuzzy Algorithm - duomenų apdorojimo algoritmas, kuris leidžia geriau įvertinti žmogaus širdies darbo specifiką ir užtikrinti aukštesnį duomenų tikslumą

Artimijos identifikacija - specialius įrenginio ekrane esantis “♥” ženklas, pranešantis apie pulso neritmingumą.

DĖMESIO! Šis prietaisas gali būti naudojamas tik su šiomis rankovėmis:

- Cuff-LDA, dydis 25-36cm (pridedama prie įrenginio komplekto)

- Cuff-LDA2, dydis 32-43 cm (perkamas atskirai)

REKOMENDACIJOS TEISINGAM MATAVIMUI

1. Norėdami teisingai atlikti matavimus, atsiminkite, jog KRAUJO SPAUDIMAS GALI SMARKIAI SVYRUOTI NET TRUMPUOSE LAIKO INTERVALUOSE. Kraujo spaudimas priklauso nuo daugelio veiksnių. Įprastai, kraujo spaudimas yra žemesnis vasarą bei aukštesnis žiemą. Kraujospūdžio lygis priklauso nuo atmosferos slėgio, fizinio krūvio, emocinio susijaudinimo, streso bei matinimosi režimo . Vaistai, alkoholis bei rūkalai taip turi didelę įtaką. Matavimai klinikoje kartais gali sukelti kraujospūdžio padidėjimą. Todėl matavimas namie gali labai skirtis nuo matavimo klinikoje. Kadangi žema temperatūra sukelia kraujospūdžio padidėjimą, matavimai turi būti atliekami kambario temperatūroje (apie 20°C). Tuo atveju, jei prietaisas buvo laikomas žemoje temperatūroje, prieš naudojimą privaloma jį bent valandą palaikyti kambario temperatūroje. Kitu atveju, matavimai gali būti klaidingi. Sveikiems asmenims skirtingu paros metu išmatuotas, sistolinis (viršutinis) spaudimas gali skirtis nuo 30 iki 50 mm Hg, o diastolinis (žemutinis) spaudimas – iki 10 mm Hg. Kraujospūdžio lygio priklausomybė nuo skirtingų veiksnių kiekvienam asmeniui yra individuali. Būtent todėl yra svarbu daryti kraujospūdžio rodmenų įrašus. REMIANTIS ŠIAIS ĮRAŠAIS, TIK GYDYTOJAS GALI ĮSTIRTI JŪSŲ KRAUJOSPŪDŽIO POKYČIŲ TENDENCIJAS.

2. Širdies ir kraujagyslių, bei daugelio kitų ligų atveju, kurių metu būtina stebėti kraujospūdį, yra svarbu atlikti matavimus su gydančio gydytojo nurodymomis valandomis. ATSIMINKITE, JŲG ARTERINĘ HIPERTENZIJĄ GALI GYDYTI TIK GYDYTOJAS, REMDAMASIS PAČIO GAUTAIS ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO RODIKLIAIS. DĖL VAISTŲ VARTOJIMO IR JŲ DOZAVIMO POKYČIŲ PASITARKITE SU GYDYTOJU.

3. Tokių ligų, kaip aterosklerozės, silpno pulso bei rimtų širdies ritmo sutrikimų atveju, kraujospūdžio matavimas gali būti apsnunkintas. TOKIAIS ATVEJ AIS PRIVALOMA PASITARTI SU GYDYTOJU DĖL GERIAUSIO MATAVIMO METODO.

4. Norėdami teisingai atlikti matavimus, atsiminkite, jog KRAUJO SPAUDIMAS GALI SMARKIAI SVYRUOTI NET TRUMPUOSE LAIKO INTERVALUOSE. Kraujo spaudimas priklauso nuo daugelio veiksnių. Įprastai, kraujo spaudimas yra žemesnis vasarą bei aukštesnis žiemą. Kraujospūdžio lygis priklauso nuo atmosferos slėgio, fizinio krūvio, emocinio susijaudinimo, streso bei dietos. Vaistai, alkoholis bei rūkalai taip turi didelę įtaką. Matavimai klinikoje kartais gali sukelti kraujospūdžio padidėjimą. Todėl matavimas namie gali labai skirtis nuo matavimo klinikoje. Kadangi žema temperatūra sukelia kraujospūdžio

padidėjimą, matavimai turi būti atliekami kambario temperatūroje (apie 20°C). Tuo atveju, jei prietaisas buvo laikomas žemoje temperatūroje, prieš naudojimą privaloma matuoklį bent valandą palaikyti kambario temperatūroje. Kitokiu atveju, matavimai gali būti klaidingi. Dienos metu, sveikų asmenų sistolinis (viršutinis) spaudimas gali svyruoti nuo 30 iki 50 mm Hg, o diastolinis (žemutinis) spaudimas – iki 10 mm Hg. Kraujospūdžio lygio priklausomybė nuo skirtingų veiksnių kiekvienam asmeniui yra individuali. Būtent todėl yra svarbu darpas privalo būti dar ilgesnis – nuo 10 iki 15 minučių. Taip liečia taip pat asmenis, ilgą laiką sergančius cukriniu diabetu. Tam, kad nustatyti tikslesnį kraujospūdį, rekomenduojame atlikti matavimus tris kartus ir vertinti jų vidurkį.

5. Taisyklingas kraujospūdžio matavimas priklauso nuo tinkamo rankovės dyžio parinkimo, priklausomai nuo Jūsų žasto apimties. RANKOVĖ NEGALI BŪTI NEI PER MAŽA, NEI PER DIDELĖ.

6. Pakartotinas matavimas yra galimas po trijų minučių. Tai reikalinga tam, kad atstytatų kraujo cirkuliaciją. Aterosklerozės ir kitų širdies ir kraujagyslių ligų atveju, šis laiko tarpas privalo būti dar ilgesnis – nuo 10 iki 15 minučių. Taip liečia taip pat asmenis, ilgą laiką sergančius cukriniu diabetu. Tam, kad nustatyti tikslesnį kraujospūdį, rekomenduojame atlikti matavimus tris kartus ir vertinti jų vidurkį.

PRIETAISO MAITINIMO ŠALTINIAI


MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

1. Remiantis vidinėje dalyje pateikta instrukcija, atidarykite dangtelį ir įdėkite 4 AA tipo maitinimo elementus. Įsitikinkite, jog maitinimo elementų poliarizkumas yra teisingas. Dangtelio atidarymas nereikalauja didelės jėgos panaudojimo. (Pav.1).

2. Uždarykite dangtelį.

Pakeiskite maitinimo elementus tuomet, kai ekrane pastoviai dega baterijos keitimo simbolis “”, arba kai nedega jokie simboliai. Baterijos keitimo simbolis nerodo įkrovos lygio.

- Kartu su prietaisu pateikti maitinimo elementai yra skirti tam, kad patikrinti, ar kraujospūdžio matuoklis veikia taisyklingai. Šių maitinimo elementų įkrovos lygis yra žymiai žemesnis negu naujų.
- Keisdami maitinimo elementus, keiskite juos visus. Nerekomenduojame naudoti senų maitinimo elementų.
- Jeigu planuojate ilgesnį laiką nesinaudoti prietaisu, išimkite iš jo maitinimo elementus.
- Nepalikite įrenginyje išsikrovusių maitinimo elementų



IŠORINIO MAITINIMO ŠALTINIO NAUDOJIMAS

Lizdas, skirtas maitinimo šaltinio prijungimui, yra dešiniojoje prietaiso korpuso pusėje.

Naudokites tik tokiu pakrovėju, kuris atitinka žemiau pateiktas charakteristikas:

Išėjimo įtampa

: 6V ± 5%

Akrovo srovė

: ne mažesnė nei 600 mA

Kistukas

: “minus” - vidinis kontaktas

Poliarizkumas

: 5,5 ± 0,1 mm

Išorinis skersmuo

: 2,1 ± 0,1 mm

Vidinis skersmuo

: 10 ± 0,3 mm

Ilgis

Gamintojas rekomenduoja naudoti stabilizuotą maitinimo šaltinį LD-N057 (pridėtas prie LD3a modelių komplektų).




Ilgesnį laiką naudojantis krovikliu kraunamu įrenginiu, privaloma išimti baterijas.

TAISYKLINGA MATAVIMO POZA




1. Atsisėskite prie stalo taip, kad arterinio kraujospūdžio matavimo metu ranka laisvai gulėtų ant stalo paviršiaus. Įsitikinkite, kad vieta, ant kurios yra uždėta matuoklio rankovė, yra maždaug tokiame pačiame aukštyje, kaip ir jūsų širdis.
2. Matavimą taip pat galima atlikti gulint ant nugaros. Žiūrėkite į lubas, likite ramūs ir nejudėkite proceso metu. Būtinai įsitikinkite, jog rankovė yra tame pačiame lygyje, kaip ir jūsų širdis

RANKOVĖS UŽDĖJIMAS

1. Išplėskite rankovę taip, kad metalinis žiedas būtų nutolęs 5 cm atstumu nuo lipnios kontaktinės juostos
2. Įkiškite kairę ranką taip, kad žarnelė būtų nukreipta į delno pusę. Jei matavimas ant kairės rankos nėra įmanomas, galima jį atlikti ir ant dešinės rankos. Atsiminkite, jog šiuo atveju parodymai gali skirtis 5–10 mmHg.
3. Apvyniokite rankovę taip, kad jos apatinis kraštas būtų 2-3 cm atstumu nuo alkūnės sąnario vidinės pusės. Žarnelė ir užrašas “ARTERY” (ARTERIA) privalo būti virš arterijos



4. Rankovė lipnios kontaktinės juostos pagalba turi būti užfiksuota taip, kad ji standžiai apgaubtų žastą, tačiau jo nesuveržtų. Per daug standus arba per daug laisvas apvyniojimas gali tapti neteisingų matavimų priežastimi
5. Užfiksuotos rankovės žymė (rodyklė) INDEX privalo būti nukreipta į užrašo NORMAL sritį. Tai reiškia, jog rankovė parinkta teisingai ir yra tinkama žasto apimčiai. Jei rodyklė yra nukreipta į kairią pusę nuo ženkl o «», tai reiškia, jog rankovė yra per maža ir parodymai bus truputį aukštesni nei iš tiesų. Jei rodyklė yra nukreipta į dešinę nuo ženkl o «», tai reiškia, jog rankovė yra per didelė ir parodymai bus truputį žemesni nei iš tiesų.



MATAVIMO PROCEDŪRA

1. Prijunkite rankovės jungtį prie tiam skirto matuoklio lizdo. Prieš matuodami, atsipalaiduokite, kelis kartus giliai įkvėpkite. Nejudėkite, atpalaiduokite ranką ir nekalbėkite.
2. Paspauskite O/I mygtuką.
3. Akimirksniui ekrane įsijiebs visi ženklai, du kartus išgirsite trumpą signalą ir prietaisas pradės automatiškai pumpuoti rankovę (Pav.3). 3. Pumpavimas pasibaigs įrenginiui pasiekus 190 mmHg ribą (Pav.4)
4. Pasiekus 190 mmHg lygį, spaudimas rankovėje pradės slūgti, o parodymai ekrane pradės mažėti. Pulsas yra žymimas mirksniu ženklu “♥” (Pav.5).
5. Ekrane mirksintis ženklas “♥” informuoja apie neritmišką pulsą. Šis ženklas gali pasirodyti ir tuo atveju, jei matavimo metu judėsite. Jeigu ženklas “♥” įsijiebia periodiškai, pasikonsultuokite su savo gydytoju.
6. Atlikę matavimus išgirsite garso signalą, vėliau iš rankovės bus nuleistas visas oras, o ekrane pasirodys tyrimo rezultatas (Pav.6).
7. Paspaudę O/I įjungsite įrenginį. Norėdami dar kartą atlikti matavimus, pakartotinai atlikite šiamė instrukcijos skyriuje aprašytus veiksmus.

TAM, KAD GAUTI TIKSLIUS REZULTATUS, BŪTINA TARP MATAVIMŲ DARYTI PERTRAUKAS. SVARBU ATSTATYTI KRAUJO Cirkuliaciją, todėl pakartotinius tyrimus rekomenduojame atlikti ne anksčiau kaip po trijų minučių nuo paskutinio matavimo.

Kiekvieno matavimo rezultatai (kraujospūdis,ir pulsas) yra įrašomi įrenginio atmintyje. ŠIE DUOMENYS LIKS IŠSAUGOTI NETGI IŠĖMUS IŠ ĮRENGINIO BATERIJAS. PAŠALINTI ATMINTYJE IŠSAUGOTUS DUOMENIS GALIMA ATLIKUS VEIKSMUS APRAŠYTUS SKYRIUJE “ATMINTIES FUNKCIJA”.

Jei po matavimų jokie veiksmai su prietaisu neatliekami, jis automatiškai išsijungs po trijų minučių

AUTOMATINIS PUMPAVIMAS

Jeigu pradinis rankovės pumpavimas (190 mmHg) nėra pakankamas arba pumpavimo metu suju-dinsite ranką, įrenginys pripūs rankovę iki sekančio, aukštesnio lygio. Kraujospūdžio matuoklis turi 4 fiksuotus pripūtimo lygius: 190, 230, 270, 300 mmHg.

Automatinis rankovės pumpavimas yra kartojamas iki tol, kol matavimas pasibaigs sėkmingai. Tai nėra prietaiso defektas.

PRIVERSTINIS ORO IŠLEIDIMAS IŠ RANKOVĖS

Jei rankovės pumpavimo arba matavimo metu (lėto oro išleidimo metu) prireiktų greitai išleisti iš rankovės orą, paspauskite [symbol wylaczania] mygtuką. Įrenginys greitai išleis orą ir išsijungs.

ATMINTIES FUNKCIJA

1. Kiekvieno matavimo rezultatai (kraujospūdis, pulsas, laikas ir data) gali būti įrašyti įrenginio atmintyje.

ESANT PRANEŠIMUI APIE KLaidą MATAVIMŲ REZULTATAI NEBUS IŠSAUGOTI.

2. Kiekvienoje prietaiso atmintyje galima išsaugoti iki 90 matavimų rezultatų bei trijų paskutinių matavimų vidurkį. Kai matavimų skaičius viršija 90, seniausieji automatiškai pakeičiami naujų matavimų rezultatais.

3. Tai, kas įrašyta prietaiso atmintyje galima peržiūrėti paspaudus mygtukus M. Po pirmo mygtuko M paspaudimo ekrane pasirodys trijų paskutinių matavimų įrašytų atmintyje vidurkis, pažymėtas raide «A». Po pakartotinio mygtuko M paspaudimo ekrane pasirodys pasirinktos atmintyje išsaugoto rezultato eilės numeris, o po 1 sekundes pasirodys jo turinys (pav. 7). Kiekvienas mygtuko M paspaudimas įjungia sekantį atmintyje saugomą rezultatą.

PRIETAISO ATMINTIES VALYMAS

Tam, kad iš prietaiso atminties pašalinti visus matavimų rezultatus, paspauskite ir laikykite mygtuką M ilgiau kaip 3 sekundes. Ekrane pasirodys ženklas «Cr» ir įrenginio atmintis bus išvalyta (Pav.8).



Pav. 3



Pav. 4



Pav. 5



Pav. 6



Pav. 7



Pav. 8

INFORMAVIMAS APIE KLAIDAS		
Simbolis	Tikėtina priežastis	Pašalinimo būdas
	Neteisingai uždėta rankovė arba silpnai prijungta rankovės žarnelė.	Įsitikinkite, jog rankovę teisingai prijungėte prie kraujospūdžio matuoklio ir pakartotinai atlikite matavimo procedūrą.
	Matavimai negali būti atlikti jeigu judinsite ranką arba kalbėsite matavimo proceso metu.	Pakartotinai atlikite matavimus vadovaudamiesi instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis.
	Maitinimo elementai yra išsikrovę.	Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais.

PRIEŽIŪRA, SANDĖLIAVIMAS, TAISYMAS BEI UTILIZACIJA

- Kraujospūdžio matuoklį laikykite atokiau nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, saugokite nuo smūgių ir vibracijos. PRIETAISAS NĖRA ATSPARUS VANDENIUI!
- Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso šalia šildytuvų ir ugnies.
- Prieš atjunkdami išorinio maitinimo bloką iš kraujospūdžio matuoklio (LD3a), iš pradžių atjunkite jį iš elektros lizdo. Baisus matavimą, rekomenduojame išimti kištuką iš elektros lizdo. Jei ilgesnį laiką neplanuojate naudoti įrenginio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Maitinimo elementų išsiliejimas gali pažeisti prietaisą. MAITINIMO ELEMENTUS LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
- Laikykite prietaisą toliau nuo dulkių. Valydami prietaisą, naudokite sausą, minkštą šluostę.
- Saugokite prietaisą ir jo dalis nuo vandens, tirpiklių, alkoholio ir benzino.
- Saugokite kraujospūdžio matuoklio rankovę nuo aštrių daiktų. Netempkite ir nemėginkite sutrumpinti rankovės.
- Saugokite matuoklį nuo kritimo ir smūgių.
- Prietaise nėra elementų, įgalinančių reguliuoti matavimo tikslumą. Savarankiškai atidarinėti elektroninį bloką draudžiama (išskyrus maitinimo elementų skyrių, siekiant pakeisti maitinimo elementus). Iškilus matuoklio taisymo būtinybei, kreipkitės į specializuotus aptarnavimo punktus.
- Pasibaigus numatytam prietaiso naudojimo laikui, rekomenduojama reguliariai tikrinti kraujospūdžio matuoklio techninę būklę specializuotame aptarnavimo punkte.
- Įrenginio utilizacija yra atliekama pagal taisykles, galiojančias numatytoje šalyje. Gamintojas nenumato specialių taisyklių utilizavimui.
- Rankovė gali būti valoma daug kartų. Jos vidinę pusę (liečiančią paciento ranką) valykite tamponėliu, sudrėkintu 3-procentiniame vandenilio peroksido tirpale. Ilgalaisis šio tirpalo naudojimas gali sukelti dalinį rankovės spalvos nublukimą. Rankovės negalima skalbti ir lyginti.

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA		
GĖDIMAS	TIKĖTINA PRIEŽASTIS	PAŠALINIMO BŪDAS
Paspaudus I/O mygtuką, ekrane nepasirodo jokie simboliai ar skaičiai.	Išsikrovę maitinimo elementai. Klaidingai įstatyti maitinimo elementai, neteisingas poliarškumas. Nešvarūs maitinimo elementų kontaktai.	Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais. Teisingai įstatykite maitinimo elementus. Nutrinkite kontaktus sausa šluoste.
Rankovės pumpavimas yra automatiškai nutraukiamas ir atnaujinamas.	Siekiant užtikrinti tikslius rezultatus vyksta automatiškas pumpavimas. Galimai matavimo metu kalbėjote arba judinote ranką	Susipažinkite su skyrimiu «MATAVIMO PROCEDŪRA». Nusiraminkite ir pakartokite procesą.
Kraujospūdžio matavimo rezultatai kaskart skirtingi. Pateikiami rezultatai yra per žemi/aukšti.	Ar rankovė yra širdies aukštyje? Ar rankovę uždėjote teisingai? Ar jūsų ranka nėra įtempta? Galimai matavimo metu kalbėjote arba judinote ranka	Privalote užimti taisyklingą matavimo pozą. Taisyklingai uždėkite rankovę ant rankos. Atsipalaiduokite. Matavimo metu nekalbėkite ir nejudėkite.
Pulsas yra per aukštas/per žemas.	Galimai matavimo metu kalbėjote arba judinote ranką Gal matovate kraujospūdį iškart po fizinio krūvio?	Matavimo metu nekalbėkite ir nejudėkite. Pakartokite procesą po 5 minučių.
Daugiau matavimų atlikti neįmanoma.	Maitinimo elementai yra žemos kokybės arba išsikrovę.	Naudokite tiktai patikimų gamintojų šarminius maitinimo elementus.
Prietaisas pats išsijungia.	Įrenginys automatiškai išsijungia	Tai nėra gedimas. Prietaisas automatiškai išsijungia po trijų minučių neveiklumo.

Jei šie patarimai jums nepadėjo ir jums vis tiek nepavyksta teisingai atlikti matavimų, nustokite naudotis įrenginiu ir susisiekite su specializuotu aptarnavimo punktu, kurį adresai pateikti garantiniame lape. Jokių atveju netaisykite įrenginio savarankiškai.

GARANTIJOS SĄLYGOS	
1. LD prietaisams yra taikomas garantinis laikotarpis, kuris yra nurodytas garantiniame lape. 2. Garantiniai įsipareigojimai yra patvirtinti garantiniu lapu, kurį pirkęjas gauna prietaiso įsigijimo metu. 3. Garantinį aptarnavimą vykdančių aptarnavimo punktų adresai yra pateikti garantiniame lape.	
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	
Modelis	LD3, LD3a
Matavimo metodas	Oscilometrinis su Fuzzy Algorithm technologija
Ekranas	LCD ekranas
Ekrane rodomo spaudimo rankovėje diapazonas, mmHg	Nuo 0 iki 300
Matavimo diapazonas: Spaudimo rankovėje, mmHg Pulso dažnis, 1/min	Nuo 40 iki 260 Nuo 40 iki 160
Oro spaudimo kompresinėje rankovėje matavimo paklaidos riba, mmHg	±3
Pulso dažnis	±5
Pumpavimas	Automatinis (oro pompa)
Oro nuleidimas matavimo proceso metu	Automatinis
Atmintis	90 matavimų + 3 paskutinių vidurkis
Elektros energijos tiekimo tipas	4 AA baterijos x 1,5V (LR6) arba pakrovėjas, ne mažiau nei 600mA
Maksimali galia,W	3,6
IŠORINIS MAITINIMO ŠALTINIS: LD-N057 (LD3A KOMPLEKTE)	
Išėjimo įtampa Maksimali apkrovos srovė Jėgimo įtampa Gabaritai Svoris, kg Kištukas: Poliarškumas Vidinis skersmuo, mm Išorinis skersmuo, mm Ilgis, mm	6V±5% Nemažesnė nei 600mA ~200-240 V, 50/60 Hz 64x 70 x 43 mm Ne daugiau nei 0,3 «—» vidinis 2.1±0.1 5.5± 0.1 10± 0.5
Įrenginio eksploatavimo sąlygos: temperatūra, °C santykinė oro drėgmė, %Rh	Nuo 10 iki 40 85 ir mažiau
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: temperatūra, °C santykinė oro drėgmė, %Rh	Nuo–20 iki 50 85 ir mažiau
Rankovės dydis:	Padidintas suaugusiems (rankos apimtis 25–36 cm)
Gabaritai: Korpusas, mm Svoris (be įpakavimo, krepšio, baterijos ir pakrovėjo), g	121 x 84 x 64 339
Komplekto turinys	Korpusas, Cuff-LDA rankovė (su prijungta žarnelė ir jungtuvu), 4 maitinimo elementai, LD-N057 išorinio maitinimo blokas (LD3a), krepšys, naudojimo instrukcija, garantinis lapas, įpakavimas
Pagaminimo data	Pateikta ant apatinės įrenginio korpuso dalies, serijiniame numeryje, po simbolio «AA»

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ:

CE 0123 Atbilstoši direkčiai 93/42/EEC

⚠ Dėmesio! Susipažinkite su instrukcija

⚠ ⚠ Mėrlidzekļu tipa apstiprinājums

🔌 Ražotājs

☂ Saugoti nuo dregmės

☑ II apsaugos klasė

👤 BF tipo įrenginys

Kadangi nuolat geriname matuoklio kokybę ir eksploatacines sąlybes, techniniai prietaiso duomenys gali būti keičiami be išankstinio pranešimo.

SERTIFIKACIJA IR VALSTYBINĖ REGISTRACIJA

Prietaisų gamyba yra sertifikuota pagal tarptautinį ISO 13485 standartą. Prietaisas atitinka ES Tarybos gairių MDD93/42/EEC reikalavimus, tarptautinius standartus, EN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971. Maitinimo šaltinis LD-N057 atitinka tarptautinius EN 55022 Class A standartus. Apsaugos nuo elektros srovės poveikio lygis: II klasė, BF tipas.

* Esant skundams ar prašymams prašome kreiptis šiuo adresu:

Polska: Little Doctor Europe Sp. z o.o. ul. Zawila 57G, 30-390, Krakow.
Tel.: +4812 268-47-46

Gamintojas: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591

Gamybos įmonė: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Platintojas Lenkijoje: Little Doctor Europe Sp. z o.o., ul. Zawila 57G, 30-390 Kraków Polska

Komercinis biuras: tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53.

E-mail: biuro@littledoctor.pl www.LittleDoctor.pl

Igaliotas atstovas ES: Little Doctor Europe Sp. z o.o., (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, telefonai: +48 12 2684746, 12 2684747, fakss: +48 12 268 47 53, e-pasts: biuro@littledoctor.pl)

Detalizėta informacija mąjaslapą www.littledoctor.sg

www.LittleDoctor.sg

Információ az LD márkájú orvostechnikai eszközökről az interneten (műszaki jellemzők, funkcionális jellemzők, működési feltételek, tárolási és jótállási szolgáltatás).

Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland