

CZE PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ ARTERIÁLNOHO TLAKU LD. Užívateľský návod.

LTU ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS LD. Naudojimo instrukcija.

LVA ARTERIAŁA SPREDIENA MĒRĀŠANAS IERICE LD. Lietošanas pamācība.

EST LD VEREKRÖHMÜÜTJA. Kasutusjuhend.

UKR ПРИДАЛЯ ПРИДАЛЯ ВІМІРОВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ LD. Інструкція з експлуатації.

CZE

NÁZOV SOUČÁSTEK A KOMPONENTŮ (obr.1)

- ① Manometr LD-5026 + Nafukováč LD-5050 + Ventil zpětný
- ② Taška LD-5059
- ③ Manžeta LD-Cuff N1AR (s pneumatickou komorou LD-501A)
- ④ Návod k použití + Záruční list
- ⑤ Stetoskop LD Prof-Plus (s hlavicí LD-5025a)

OBECNÉ INFORMACE

Tento návod je určen poskytnutí pomocí uživateli s bezpečným a efektivním využíváním přístroje pro měření arteriálního tlaku LD (dále jako: PŘÍSTROJ). Přístroj musí být používán v souladu s pravidly, uvedenými v tomto návodu a nesmí být používán pro účely jiné, než které jsou popsány zde. Je důležité přečíst celý návod a porozumět mu, zejména část „Doporučení pro správné měření“.

POKYNY K POUŽITÍ

Přístroj je určen pro měření arteriálního tlaku člověka podle Korotkovovy metody. Přístroj je doporučen pro použití v podmínkách klinik a stacionáru, dále v domácích podmínkách jako doplněk k trutnovickému pozorování.

Měření tlaku se provádí pomocí poslechu Korotkových zvuků stetoskopem a odečítání hodnot na manometru.

DOPORUČENÝ PRO SPRÁVNÉ MĚŘENÍ

- Nepoužívejte přístroj předchodnou konzultací s vaším lékařem, pokud se leče hemodialyzou nebo antikoagulanty, antitrombotycy nebo steroidy. Používání přístroje v této případě může vyvolat vnitřní krvácení.
- Pro správné měření je nezbytné vědět, že ARTERIÁLNÍ TLAK PODLEHLA VÝRAZNÝM VÝKYVŮM DOKONCE BĚHEM KRATKÝCH CASOVÝCH USEKŮ urozen arteriálního tlaku závisí na mnoha faktorech. Obvykle je v této fázi a v zimě vysoký. Arteriální tlak se může spolu s atmosférickým tlakem, záleží i fyzické zátěži, emocionální podráždění, stresu a stravovacím režimem. Velký vliv mají užívání lečiva, alkoholické nápoje a kouření. U mnohých dokonce samotný proces měření v poliklinice způsobuje zvýšení ukazatele. Proto se arteriální tlak, měřený v domácích podmínkách často liší od tlaku, měřeného v poliklinice. Jde se arteriální tlak při nízkých teplotách zvýšuje, prováděje měření při pokojové teplotě (přibližně 20 °C). Pokud by přístroj skladovaný při nízké teplotě, ponechte ho alespoň 1 hodinu při pokojové teplotě, jinak může být vysledek měření chybivý. Během dne může být rozdíl v ukazatelech u zdravých lidí 30-50 mm rtuťového sloupce systolického (horního) tlaku a až 10 mm rtuťového sloupce diastolického (spodního) tlaku. Závislost arteriálního tlaku na různých faktorech je u každého člověka individuální. Proto se doporučuje vždy s speciální deník ukazatele arteriálního tlaku. JEN LÉKAŘ NA ZÁKLADĚ UDÁJU Z DENÍKU MUŽE ZANALYZOVAT TENDENCE ZMĚN VÁSHEHO ARTERIÁLNÍHO TLAKU.
- Při kardiovaskulárních onemocněních a při řadě jiných onemocnění, kde je nezbýtné monitorovat arteriální tlak, provádějte měření v ty hodiny, které stanoví Vás ošetřující lékař. MĚŘTE NA PAMĚT, ZE DIAGNOSTIKU A JAKOUKOLI LÉČBU HYPERTENZE MUŽE PROVÁDĚT PouZE LÉKAŘ, NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ARTERIÁLNÍHO TLAKU, KTERÉ MÁ LÉKAŘ K DISPOZICI UŽÍVÁNÍ NEBO ZMĚNA DÁVKOVÁNÍ UŽÍVÁNÝCH LAKU JE NEZBYTNÉ PROVÁDĚT POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDPĚSANÝ OSUVEREJICÍM LÉKAŘEM.
- Měření arteriálního tlaku se provádí v klidu, pohodlné situaci při pokojové teplotě. Hodinu před měřením vyněchat příjem potravy, 1,5-2 hodiny koufení, příjem tonizujících nápojů alkoholu.
- Přesnost měření arteriálního tlaku záleží na tom, zda velkost měřeného tlaku odpovídá velikosti Vaši ruky. MANŽETA NESMÍ BYT MÁLA NEBO NAOPAK VELKÁ.
- Opakování měření se provádějí v intervalu 5 minut, aby byla obnovena cirkulace krve. Nicméně osoba, trpící výraznou aterosklerózou, jaká následkem výrazné ztráty pružnosti cév, potřebuje delší dobu mezi měřením (10-15 minut).
- To se výjímečně, kteří delší dobu trpi diabetem. Pro přesnéji stanovení arteriálního tlaku se doporučuje provádět sérii tří po sobě následujících měření a spočítat průměrnou hodnotu výsledků měření.

PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ

Pokud se vám pohodlně stojí vzduh levou rukou, je třeba pro připravení přístroje vykonat následující úkony.

1. Odpojte trubici manžety od koncovky vzduchového ventila.

2. Otáčením povolit fixační kroužek, jak je uvedeno na obr. 2.1.

3. Otočit vzduchový ventil s naufukovacím o 180°, jak je uvedeno na obr. 2.1.

4. Upevnit uvolněnou polohu ventila k manometru otvořením fixačního kroužku.

Přístroj získá vzhled, uvedený na obr. 2.2.

5. Připojte trubici manžety ke koncovce vzduchového ventila.

PŘÍPRAVU VZDUCHU PRAVOU RUKOU, ÚKONY, UVEDENÉ V TOMTO ODSTAVCI PROVÁDĚT NENÍ TŘeba.

PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ

1. Protahněte kraj manžety přibližně 5 cm do kovového kroužku, jak je ukázáno na obrázku 5.1 (pokud má manžeta kroužek).

2. Navlécte manžetu na levou ruku, trubice manžety musí směrovat směrem k dlaní (obr. 5.2). Pokud je měření na levé ruce obtížné, lze měřit i na pravé ruce. V tomto případě je třeba mit na paměti, že ukazatele se mohou lišit o 5-10 mm rtuťového sloupce.

3. Ovřete manžetu kolem ruky tak, aby spodní okraj manžety byl ve vzdálenosti 2-3 cm od lokte. Značka s nápisem „ARTERY“ musí být nad arterií ruky, jak je zobrazeno na obrázku 5.3.

4. Upevněte manžetu tak, aby pevně obepínala ruku, ale ne tak, aby ji škrátká (obr. 5.4). Příliš těsně nebo naopak příliš volně obepínat manžety může vést k nepřesnému ukazatelu.

5. Na zapnuté manžetě má značka „INDEX“ ukazovat na oblast „NORMAL“ (obr. 5.5). To znamená, že manžeta je upravena správně a odpovídá velikosti obvodu paže. Pokud značka ukazuje na oblasti označenou □□□ nebo více dole, je manžeta malá a uložitko mohou být výšší o 5 mm rtuťového sloupce nebo a více. Pokud značka ukazuje na oblasti označenou □□□ nebo více dole, je manžeta velká a ukazatele mohou být nižší o 5 mm rtuťového sloupce nebo a více.

6. Pokud se ruka výrazně zužuje, doporučuje se manžetu navlékat spirálovitě, jak je ukázáno na obrázku 5.6.

7. Pokud si vymrete rukáv a stisknete ruku, kdy budete bránit průtoku krve, údaje přístroje mohou neodpovídat Vašemu arteriálnímu tlaku (obr. 5.7).

8. Umístejte hlavu stetoskopu tak, aby byla v prohloubení nad loktem (obr. 5.8). Po používání přístroj se vstěváním stetoskopem, než pošlejte puls na plné ruce, můžete otočit manžetu kolem ruky přibližně o čtvrt kruhu (60-90 stupňů), tak, aby hlavice stetoskopu byla umístěna na vnitřní straně ruky (blíže k trupu).

9. Tlak je třeba měřit v poloze neleži.

V POLOZE VSEDE DBEJTE NA TO, ABY ČÁST RUKY S MANŽETOU BYLA NA ÚROVNI SRDCE A RUKA LEŽELA VOLNĚ NA STOLE A NEHYBALA SE.

POSTUP MĚŘENÍ

1. Vložte binární trubici stetoskopu do úst. Zavrite vzduchový ventil na naufukovací otvorém ve směru hodinových ručiček. Slávčovým naufukovací manžetu a posluhovací pult stetoskopem. Až přestanete slyšet puls, naufukovací manžetu ještě o 30 mm rtuťového sloupce se konduku. To je nezbytné pro získání přesného výsledku.

2. Pomalým povrácením vzduchového ventilu otáčením proti směru hodinových ručiček snížte tlak v manžetě. Dbejte na to, aby se tlak v manžetě snížoval rychlosť 2-4 mm rtuťového sloupce za sekundu. To je nezbytné pro získání přesného výsledku.

3. Jakmile uslyšíte slabý tlukot pulsu, zapamatujte si údaje manometru. To je vás systolický (horní) arteriální tlak.

4. Tlak v manžetě se dle snížení tou samou rychlosť (2-4 mm rtuťového sloupce) za sekundu. Dále slyšte puls. Zvuky, které slyšíte, se budou měnit. Na rozdíl od prvního tlukotu budou měkké, podobné šelestu. V okamžiku, kdy prakticky přestanete zachytávat puls, si zapamatujte údaje manometru. To je vás diastolický (spodní) arteriální tlak.

PĚČE, SKLADOVÁNÍ, OPRAVY A LIKVIDACE

1. Tento přístroj je třeba chránit před zvýšenou vlhkostí, přímými slunečními paprsky, údery.

2. Neskladujte a nepoužívejte přístroj v těsné blízkosti topných těles a otevřeného ohne.

3. Chráněte zařízení před znečištěním.

4. Kontakt přístroje s agresivními roztoky není přípustný.

5. Chráněte manžetu a gumové trubice před ostrými předměty.

obr.5. PŘÍPRAVU K MĚŘENÍ pav.5. PŘES MATUODAMI KRAUJOSPUDÍ pav.5. ETTEVALMISTUS MÖÖTMISEKS man.4. PÄÄTÖKSIKOON VÄLIMÄRSHANNA

obr.5.1. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

jonišed.1. SEADE PEAMISES OSAD man.1. NÄVÄNTÄÄHANNA

obr.5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

obr.5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

obr.5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

obr.5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

obr.5.6. 5.7. 5.8.

obr.5.7. 5.8.

obr.5.8. 5.9.

obr.5.9. 5.10.

obr.5.10. 5.11.

obr.5.11. 5.12.

obr.5.12. 5.13.

obr.5.13. 5.14.

obr.5.14. 5.15.

obr.5.15. 5.16.

obr.5.16. 5.17.

obr.5.17. 5.18.

obr.5.18. 5.19.

obr.5.19. 5.20.

obr.5.21. 5.22.

obr.5.23. 5.24.

obr.5.25. 5.26.

obr.5.27. 5.28.

obr.5.29. 5.30.

obr.5.31. 5.32.

obr.5.33. 5.34.

obr.5.35. 5.36.

obr.5.37. 5.38.

obr.5.39. 5.40.

obr.5.41. 5.42.

obr.5.43. 5.44.

obr.5.45. 5.46.

obr.5.47. 5.48.

obr.5.49. 5.50.

obr.5.51. 5.52.

obr.5.53. 5.54.

obr.5.55. 5.56.

obr.5.57. 5.58.

obr.5.59. 5.60.

obr.5.61. 5.62.

obr.5.63. 5.64.

obr.5.65. 5.66.

obr.5.67. 5.68.

obr.5.69. 5.70.

obr.5.71. 5.72.

KOPŠANA, UZGLĀBĀŠANA, REMONTS UN UTILIZĀCIĀ

- Ierīce ir jādzīvēzāgā pret augsta mitrumu, tīsiem saules stariem, trieciēm.
- Ierīci neglābāt un nelielotā tiešā sildierūtu un atklātās uguns tūvumā.
- Sārgājiet ierīci no plesērojuma.
- Nepielaujiet ierīci ar agresīviem skidumiem.
- Sārgājiet manžeti un gumijas caurulēs no asemē prieķiņiem.
- Ierīce nav aprikoita ar mērījuma precīzitātes iestāšanas ierīcēm. Manometra pāstāvīga atvēršana ir aizliegta. Nepieciešamības gadījumā ierīces remonta veicīt tikai speciālisti organizācijās.
- Ierīces ekspluatācijas laiks ir norādīts sadalā GALVENIE TEHNISKIE RAKSTUROJUMI. Lietošanas termiņš tiek noteikts no prece nodaļas patēriņšām brīža. Pēc noteikta termiņa ierīces nevarētu darboties.
- Utilizējot vadieties no pašreiz Jūsu reģionā spekā esošajiem noteikumiem. Ražotājs ņem noteikus spēcīgus apstrādi. Pieļaujama manžetes iekšēja auduma segu (kas kontaktē ar pacienta roku) apstrāde ar vates tamponu, kas samitrinās 3% īterprāta pārkābes šķidumā. Ilgtstoši lietojot, ir pieļaujama daļēja manžetes auduma segu izbalēšana. Nav pieļaujama manžetes mazgāšana, kā arī apstrāde ar karstu gludekļi.


GARANTIJAS SAISTĪBAS

- Garantijas saistības tiek norādītas ar garantijas talonu, pārdotot ierīci pircējam. Garantijas periods aksesiāru tiek noteikti atkarībā no tā lietošanas intensitātes (manžetes, manšēsu caurules, pušanas baloni un citi) un sastāda 12 mēnešus no nodaļas datuma.
- Organizāciju, kas veic garantijas apkopi, adreses un norādītas šīs Lietošanas pamācības sadāla «RAZOTĀJS UN PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI» vai Internetā, mājas lapā www.LittleDoctor.sg.

GALVENIE TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Spiediena mērišanas diapazons, dz.st. mm	no 0 līdz 300 (spiediens manžetē)
Indikācijas diapazons, dz.st. mm	no 0 līdz 300
Pieļaujams absolūtās klūdas robežas, mērot spiedienu manžetē, dz.st. mm	±3
Ierīces ekspluatācijas apstākļi: Apkrātēja gaisa temperatūra, °C Mitrus, % Rh	no 10 līdz 40 ne vairāk kā 85
Ierīces uzglābāšanas un transportēšanas noteikumi: Apkrātēja gaisa temperatūra, °C Mitrus, % Rh	no minus 34 līdz 65 ne vairāk 85
Ierīces svars (bez iepakojuma un maisa), g:	296
Gabaritmēri (patēriņa iepakojums), mm	115 x 185 x 75
Ražošanas gads	Ražošanas gads un mēnesis norādīti rūpīcās numurā pēc simbola «A». Rūpīcās numurs atrodas uz manometra korpusa.
Ražotājvalsts	ĶTR

SIMBOLU ATŠIRFĒJUMS:



Šīs Lietošanas pamācības redakcijas datums ir norādīts pēdējā lappusē kā EXXX/YYMM/XX, kur YY – gads, MM – redakcijas mēnesis, bet NN – redakcijas numeri.

RAZOTĀJS UN PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI

Leriū ražošana sertificēta saskaņā ar starptautisko standartu ISO 13485. Ierīce atbilst Eiropas direktīvi MDD 93/42/EEC, starptautisku standartu EN 1041, EN 10601-1, EN 10601-2, ISO 14971.

Kontrolēti ražots pasutītājam Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591. Pasta adrese: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).

Ražotājs: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Izplatītājs Eiropas Savienībā: Little Doctor Europe Sp. z o. (57 Gzwila Street, 30-390 Krakow, Poland, telefoni: +48 12 2684746, 12 2684747, faks: +48 12 268 47 53, e-pasts: biuro@littledoctor.pl). Detaļētā informācija mājaslapā www.littledoctor.sg

PAPILDUS PIEDERUMI

Papildus esošajām manžetēm papildus iegādei ir pieejamas šāda izmēra LD-Cuff manžetes:	Rokas apkārtmērs, cm	Materiāls	Pneumokamera
C1N / jaundzīmējumiem	7-12	kokvilna	LD-S01N
C11 / zādinājumiem	11-19	kokvilna	LD-S01I
C1C / dēļský	18-26	kokvilna	LD-S01C
C1C / bērnu	25-40	kokvilna	LD-S01A
C1A / pieaugušo	34-51	kokvilna	LD-S01L
C1L / pieaugušo, liels	40-66	kokvilna	LD-S01T
N1AR / pieaugušo	25-36	neilons	LD-S01A
N1LR / pieaugušo, liels	33-46	neilons	LD-S01L

* Manžetes metāla fiksācijas gredzenas pastāvīgās manžetes uzvilkšanas ērtumam.

EST

SEADME PEAMISED OSAD (joonisid.1)

- ① Manomeeter LD-S026 + Puhur LD-S050 + Tagavivolkalapp LD-S016 + Ūhuklappl LD-S053
- ② Mansett LD-Cuff N1AR (pneumokambris LD-S01A)
- ③ Stetoskop LD Prof-Plus (peaga LD-S025a)
- ④ Kott LD-S059
- ⑤ Kasutusjehend garantittalongiga

ŪLDINFO

See juhend on möeldud kasutaja abistamiseks LD vererohumōjtā (edaspidi SEADME) ohutu ja tõhusa kasutamisel. Seadet tuleb kasutada vastavalt käseolevas juhendis sidulatuve reegelite ja seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui siin kirjelatud. Oluline on lugeda läbi kogu juhend ja eriti osa »Nouanded õigeks möötmiseks« ja õigeks mōtmiseks laikus.

KASUTUSNAIDUSTUSED Seade on möeldud inimese vererohu möötmiseks Korotkovi meetodil. Seadet soovitatatakse kasutada klinikuutes ja haiglates, aga ka kodus meditsiini järellevalve lisandina.

Rohu möötmiseks kuulatakse stetoskoobiga Korotkovi helisid ja võetakse näidud manomeetrilt.

SOOVITUSED ÖIGEKS MÖÖTMISEKS

1. Ärge kasutage seadet ilma arstiga nõuditamata, kui teid ravitakse hemodialüüsiga vōi antikoagulantide, trombostūtide vastaste vōi steroididega. Muidu võib seadme kasutamine põhjustada sisemist verejooksu.

2. Õjekas möötmiseks on vaja teada, et VERERÖHK ON KA LÜHKESE AJAVAHEMIKU JOOKSUL JÄRSK VÕNKUMISTELE KALDUV. Vererohu tase sõltub palju täpusest teuristest. Tavaliselt on see sulud madalam ja talvel kõrgem. Vererohk muutub koos atmosfääri, rõhuga, sõltub kehalisest kõrumusest, emotsionaalsest erutusest, stressist ja toitumisest. Ravimid, alkohoolsete joogide ja sulsetamise avaldavad suur mõju. Paljudel inimestel iseõr rohu möötmise protseduuril kõrvaltõttab näitajate kasvu. Seepäras sageli erinev koodi mõootdud vererohk klinikuks möödetud vererohust. Kuna madalal temperatuuril tõuseb vererohk, mõõtke toatemperatuuri (umbes 20°C). Kui seade on hoiutud madalam temperatuuril, hoidke seda enne kasutamist vähemalt 1 tunn toatemperatuuri, muidu võib möötmistelemus olla vale. Päeva jooksul võib terverte inimete näituda erinevus 30-50 mm Hg sõltuvalt (üleminek) ja kuni 10 mm Hg diastoolile (aluminiumi) rõhk. Vererohu sõltuvus erinevatest teguritest on igal inimesel individuaalne. Seepeale on soovitatav pidada spetsiaalset vererohu näitute päärekut. ANULT ARST TEIPE PÄEVIKU ANDMETE PÖHJAL VÖIB ANALÜSIDA VERERÖHU MUUTUSE TENDENTSI.

3. Südamē ja veresoonehugust ja paljude muude haiguste korral, kus vererohu jälgimine on vajalik, võtke möötmiseks arsti mõarditud tundidel. PIDAGE MEELES, ET DIAGNOOSIMINI JA HÜPERTENSIONI RAVI TEOSTATAKSE AINULT ARSTI POOL VEERÖHÜ NAUDĪTE ALUSEL. RAVIMITE VASTUVÖTI VÖI ANNUSTAMISE MUUTMINE TEHA AINULT ARSTI ETTEKEKURJUTUSEL.

4. Vererohu möötmise tuleks teha rahulikus ja mugavas keskkonnas toatemperatuuri. Tund enne möötmist väljastage töidu tarbijimene, 1,5-2 tundi enne möötmist sulsetamise, tooniliste joode ja alkoholi võtmime.

5. Vererohu möötmise täpsus sõltub seadme manžeti sobivusest teha kääs suurusega. MANSETT EI PEA OLEMA VÄIKE VÖI SUUR.

6. Vereringe taastamiseks tehakse korduvaid möötmisi vähemalt 5-minutiintervalliga. Raskekujulised ateroskleroosi all kannatavad inimesed vajavad aga veresoona elastišuse olulise kaotuse tööle rõhku ega möötmistintervallide vahel (10-15 minuti).

Se kehtib ka pikajalise diabeediiga pacientide kohta. Vererohu täpsemaks määrämiseks on soovitatav teha 3 järestikust möötmist jada ja kasutada arvutatud keskmist värtust.

KOHANDAMINE VASAKU KÄEGA TÖÖTAMISEKS

Kui teil on mugavam vasaku kääga öhku puhuda, peate seadme kohandamiseks teha järgmisi toiminguid:

1. Ühendage manžeti toru öhuklapli liitmiku küljest lahti.

2. Vabastage kinnitusringas, nagu näidustatud joonisil 2.1.

3. Pöörake puhuriga öhuklappli 180°, nagu on näidustatud joonisil 2.1.

4. Kinnitage see klapa asend manomeetri suhtes, keerates kinnitusringast. Seade on joonisil 2.2 näidatud kujul.

5. Ühendage manžeti toru öhuklapli liitmikuga.

6. Vereringe taastamiseks tehakse korduvaid möötmisi vähemalt 5-minutiintervalliga. Raskekujulised ateroskleroosi all kannatavad inimesed vajavad aga veresoona elastišuse olulise kaotuse tööle rõhku ega möötmistintervallide vahel (10-15 minuti).

7. Kui te märitte riite varrukka sisse ja pigistate kääti, takistades verevoolu, ei pruugi seadme näidustatud vastele vererohule.

8. Asetage stetoskoobi pea piisavalt, et see aktsiunski küberi kõvera kohale olevas süvendis (joonis 5.4). Kui kasutate stetoskoobi seadet, siis täidlaas kääti pulsi paremaks.

9. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

10. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

11. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

12. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

13. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

14. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

15. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

16. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui peaklaki osutab alale «LOW» või rõhuklappli kõrvaltõttu, muidu on manžet paigaldamine välti põhjustatud ebabätznes.

17. Kinnitage manžeti peaklakki «INDEX» osutama alale «NORMAL» (joonis 5.5). See tähendab, et manžess on õigesti paigaldatud ja vastab olarvere ümbermõõdu surusele. Kui peaklaki osutab alale «HIGH», siis on manžet väärib vähem voolud rõhut. Kui