

**ENG** BLOOD PRESSURE MONITOR. Instruction Manual.  
**POL** CIŚNIENIOMIERZ MECANICZNY LD DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI. Instrukcja obsługi.  
**HUN** LD MŰSZER AZ ARTERIÁS VÉRNYOMÁS MÉRÉSERE. Használati útmutató.  
**ROU** MONITOR DE TENSIEU ARTERIALĂ LD. Manual de instrucțiuni.  
**BGR** УЧИРСТВО ЗА ИЗМЕРЯНЕ НА КРЪВНОТО НАДЛЯГАНЕ LD. Ръководство за експлоатация.

fig.1. PARTS AND COMPONENTS  
rys.1. PODSTAWOWE CZĘŚCI I KOMPONENTY  
ábra.1. KÉSZÜLET FÖ RÉSEI




fig.2. ADAPTATION FOR LEFT-HANDED  
rys.2. MODEL Z OPCIĄ PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB LEWORĘCZNYCH  
ábra.2. BAL KEZES ADAPTER  
fig.2. ADAPTAȚIE PENTRU STANGACI  
pic.2. АДАПТАЦИЯ ЗА РАБОТА С ЛЯВАТА РЪКА




fig.3. BLOOD PRESSURE VARIATIONS DURING A DAY  
rys.3. WAHANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO W CYKLU DOBOWYM  
ábra.3. A VÉRNYOMÁSMÉRÉS JELLEGZETESEGE A NAP FOLYAMÁN  
fig.3. NATURA MÁSURÁRII TENSIUNII ARTERIALE ÎN TIMPUL ZILEI  
pic.3. ЧАРАКТЕР НА ПРОМЕНЕНИТЕ НА КРЪВНОТО НАДЛЯГАНЕ ПРЕД ДЕНЯ




fig.4. DIASTOLIC PRESSURE CLASSIFICATION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION  
rys.4. ROZKŁADOWE CIŚNIENIE KRWI (MMHG) WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA  
ábra.4. DIASZOLTÉL VÉRNYOMÁS (MMHG) AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZÖVETET OSTRÁLYÓZÁSA SZEZINT  
fig.4. PRESIUNE DIASTOLICĂ (MMHG) CONFORM CLASIFICĂRII ORGANIZAȚIEI MONDIALE A SANĂTĂȚII  
pic.4. ДИАСТОЛИЧНО НАДЛЯГАНЕ (MMHG) СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ





fig.5. CUFF PREPARATION  
rys.5. PRZYgotowanie się do pomiaru  
ábra.5. ELŐKEZÜLET A MÉRÉSHÉZ  
fig.5. PRYGÄTIRE PENTRU MĂSURARE  
pic.5. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗМЕРЯВАНЕТО



## ENG

PARTS AND COMPONENTS (fig.1)

- ① Manometer LD-S026 + Air pump LD-S050 + Non-return valve LD-S016 + Air valve LD-S053
- ② Storage Case LD-S059
- ③ Maniket LD-Cuff N1AR (Wkładka powietrzna LD-S01A)
- ④ Instruction Manual + Warranty Card
- ⑤ Stethoscope LD Prof-Plus

## GENERAL INFORMATION

This Instruction Manual is designed to assist the user with safe and effective operation of the Device for measurement of blood pressure (hereinafter – the "Device"). Use this Device according to the rules described in this Manual. Operate the Device only as intended. Do not use the Device for any other purposes. Read and understand the whole Instruction Manual, in particular «RECOMMENDATIONS ON CORRECT MEASUREMENT».

## INDICATIONS FOR USE

The device is designed to measure arterial pressure of human according to Korotkov method. The device is recommended for use under conditions of clinics and hospitals, as well as in household conditions as supplement to medical observation. Pressure is measured by means of auscultation of Korotkov's tones by stethoscope and by taking readings on manometer.

## RECOMMENDATIONS ON CORRECT MEASUREMENTS

1. Do not use the device without preliminary consultation with Your doctor, if You undergo treatment by hemodialysis or by antiocoagulants, antithrombocytes or steroids. Use of device in these cases may cause internal hemorrhage.

2. For correct measurement you should know that THE BLOOD PRESSURE IS SUBJECT TO SHARP VARIATIONS EVEN WITHIN THE SHORT TIME INTERVALS. The blood pressure depends on many factors. It is usually lower in summer and higher in winter.

The blood pressure varies together with the atmospheric pressure, depends on physical loads, emotional excitement, stresses and dietary regime. Drugs, drinking alcohol and smoking produce significant effect. Even the very procedure of blood pressure measurement in a polyclinic sends the blood pressure high in many people, thus, the blood pressure measured at home often differ from the values received in a polyclinic. As the blood pressure tends to rise at low temperatures, make measurements at an indoor temperature (approximately 20°C). If this Device stayed under a low temperature, keep it for at least 1 hour at an indoor temperature before use, otherwise the measurement result may be incorrect.

During a day the difference in readings for healthy people may be 30-50 mmHg of systolic pressure and to 10 mmHg of diastolic pressure. The dependence of the blood pressure on various factors is individual for each person. Accordingly, it is recommended to keep a special book with blood pressure records. ONLY A CERTIFIED DOCTOR USING YOUR RECORDS IS CAPABLE TO ANALYZE THE TENDENCY OF YOUR BLOOD PRESSURE VARIATIONS.

3. At cardiovascular and some other diseases requiring blood pressure monitoring make measurements in the hours fixed by your attending doctor. REMEMBER THAT THE DIAGNOSTIC AND ANY TREATMENT OF HYPERTENSION MAY BE CONDUCTED ONLY BY A CERTIFIED DOCTOR ON THE BASIS OF BLOOD PRESSURE VALUES OBTAINED BY THIS DOCTOR. TAKING OF DRUGS AND THEIR DOSES SHOULD BE PRESCRIBED ONLY BY YOUR ATTENDING DOCTOR.

4. KEEP QUIET DURING A MEASUREMENT TO OBTAIN THE ACCURATE VALUES OF YOUR BLOOD PRESSURE WITH THE ELECTRONIC DEVICE. Measure your blood pressure in the calm and comfortable conditions at the indoor temperature. Not eating an hour before measurement; no smoking, taking tonic agents, alcohol 1.5-2 hours before measurement.

5. The accuracy of blood pressure measurement depends on whether the cuff matches the size of your arm. THE CUFF SHOULD NOT BE TOO SMALL OR TOO LARGE.

6. Wait 3 minutes between measurements for the blood to restore its circulation. However, the persons with prominent atherosclerosis due to considerable loss of vascular elasticity may need to increase the wait time between measurements (10-15 minutes). This also refers to the patients suffering for long from diabetes. For more accurate determination of blood pressure it is recommended to make a series of 3 consecutive measurements and to use the average value.

## ADAPTATION FOR LEFT-HANDED

If you prefer to pump air with your left hand, perform the following steps to adapt the device:

1. Disconnect the cuff tubing from the hose nozzle of the air valve.
2. Loosen the locking ring by turning as indicated in Figure 2.1.
3. Turn the air valve supercharged 180°, as shown in Figure 2.1.
4. Fix the present position of the valve relative to the gauge by turning the locking ring. The device takes the form shown in Figure 2.2.
5. Attach the cuff tube to the hose nozzle of the air valve.

IF YOU PUMP AIR WITH YOUR RIGHT HAND, NO NEED TO PERFORM THE ACTIONS LISTED IN THIS SECTION.

## CUFF PREPARATION

1. Insert the cuff end for about 5 cm into a metal ring as shown in the fig. 5.1 (if cuff is with ring).

2. Apply the cuff to your left upper arm so that the air tube is directed to your palm (fig. 5.2). If the measurement on your left arm is difficult, you may use your right arm. In this case remember that the readings may differ by 5-10 mmHg and even more.

3. Wrap the cuff around your upper arm so that the bottom of the cuff is approximately 2-3 cm above your elbow. The sign "ARTERY" should be over the arm artery as shown in the fig. 5.3.

4. Fix the cuff so that it fits tightly to the arm, but see that it is not overtight (fig. 5.4).

5. On the fixed cuff the sign «INDEX» should point to the area «NORMAL» (fig. 5.5). It means that the cuff is chosen correctly and fits the size of your upper arm. If the sign points to the area marked «» or to the left, the cuff is too small and the readings will be higher. If the sign points to the area marked «» or to the right, the cuff is too large and the readings will be lower.

6. If the arm has a conic form, the cuff should be put on with a spiral movement as shown in the fig. 5.6.

7. If the rolled-up sleeve squeezes the arm interfering with free blood flow the Device may give inaccurate figures not corresponding to your actual blood pressure (fig. 5.7).

8. Place stethoscope head so that it was located in depression, somewhat higher than elbow bend (fig. 5.8). If you use the device with built-in stethoscope, to reach better auscultation of pulse on full hand, the cuff may be turned round the hand approximately by quarter of circle (60-90°) in such way that stethoscope head would be positioned on inner side of hand (more close to the body).

9. Pressure shall be measured in sitting or lying position of human. IN SITTING POSITION WATCH THAT PART OF HAND WITH CUFF WOULD BE FREELY LOCATED ON THE TABLE AND HAND WOULD BE FREELY LOCATED ON THE TABLE AND WOULD NOT MOVE.

## MEASUREMENT PROCEDURE

1. Insert metal tubes of stethoscope into ears. Close air valve on air pump, having turned it clockwise. Squeezing air pump, pump up the cuff, listening to pulse by stethoscope. After You stopped to listen to pulse, pump up the cuff by 30 mm Hg more.

2. Slowly opening air valve, turning it counterclockwise, bleed down pressure in the cuff. Watch that pressure in the cuff would fall down at speed 2-4 mm Hg per second. This is necessary to get accurate result.

3. As soon as You hear weak pulse beats, memorize manometer reading. This is Your systolic (upper) arterial pressure.

4. Pressure in the cuff is continuing falling down at the same speed (2-4 mm Hg per second). You are continuing to listen to pulse. Sounds which You hear will change. Unlike the first beats, they will become softer, resembling rustling. At the moment when You practically stop seize pulse, memorize manometer reading. This is Your diastolic (lower) arterial pressure.

## CARE, STORAGE, REPAIR AND DISPOSAL

1. Keep this Device from exposure to higher humidity, direct sunlight, shocks, dust.
2. Do not keep and use this Device near heating installations and open fire.
3. Keep the Device clean and protect it from dust.
4. Contact of device with aggressive solutions is not allowed.
5. Protect the arm cuff and air tubes from contacting on sharp things.
6. This Device does not contain special controls to adjust the measurement accuracy. Independent opening of manometer is prohibited. Repair the Device only in authorized organizations.

7. Service life of device is indicated in section TECHNICAL SPECIFICATIONS. Service life is determined from the moment of commodity delivery to the customer. On expiration of the warranted service life apply from time to time to authorized repair organizations to check the technical condition of the Device.

8. Dispose of the Device and its components according to the application local regulations. No special requirements to disposal of this Device are defined by the manufacturer.

9. The arm cuff may withstand multiple sanitary treatments. The internal tissue surface of the arm cuff (contacting on arm) may be cleaned with cotton ball soaked in 3%-solution of hydrogen peroxide. At long use the partial color fading of the tissue coating of the arm cuff is possible. Washing and ironing of the arm cuff are not allowed.

## WARRANTY

1. The following LD product is covered by warranty for the period specified in the warranty card. Warranty period for the parts of device with service life depending on intensity of its operation (cuffs, tubes for cuffs, bulbs etc.) is established within 12 months from the date of sale.
2. For correct measurement you should know that THE BLOOD PRESSURE IS SUBJECT TO SHARP VARIATIONS EVEN WITHIN THE SHORT TIME INTERVALS. The blood pressure depends on many factors. It is usually lower in summer and higher in winter.
3. The addresses of organizations providing warranty service can be found in section «MANUFACTURER AND AUTHORIZED REPRESENTATIVES» or on the website www.littledoctor.sg.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressure measurement range, mmHg	from 0 to 300 (pressure in an arm cuff)
Pressure indication range, mmHg	from 0 to 300
Range of admissible absolute error at measurement of air pressure in an arm cuff, mmHg	±3
Operation conditions:	
Temperature, °C	from 10 to 40
Relative humidity, % Rh	85 and lower
Storage and transportation conditions:	
Temperature, °C	from minus 34 to 65
Relative humidity, % Rh	85 and lower
Cuff size	adult's (for upper arm circle from 25 to 36 cm)
Weight (without package, case), g	296
Dimensions (package), mm	115 x 185 x 75
Year of manufacture	Year the manufacture is given in the bottom of the Device body in a serial number after symbols "AA".
Country of manufacture	PRC

**SYMBOLS:**  
 Compliance with Directive 93/42/EEC  
 Important: Read the manual  
 Representative in the European Union  
 Manufacturer

Protect from moisture  
 Storage/operation temperature and humidity  
 Serial number

The revision date of this Instruction Manual is shown on the last page as EXXX/YY/MM/NN, where YY is the year, MM is the month, and NN is the revision number.

## MANUFACTURER AND AUTHORIZED REPRESENTATIVES

This Device manufacturing is certified according to international standard ISO 13485.

Device comply with the requirements of European Directive MDD 93/42/EEC.

**Complaints and requests should be addressed to:**

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street, 30-390, Krakow, Poland

Service phone: +48 12 2684748, 2684749

**Manufactured under control and for**

Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199519, Singapore. Postal address: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.

**Manufacturer:**

Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, Nantong 226010, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Distributor in Europe:**

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street, 30-390 Krakow, Poland

E-mail: biuro@littledoctor.pl  
www.LittleDoctor.pl

**Authorized Representative in the EU:**

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

Additional accessories

Cuffs "LD-Cuff" of the following sizes may be acquired in addition to available cuffs:

Name / Size	Upper arm circle, cm	Material	Pneumatic chamber
C1N / dla noworodków	7-12	cotton	LD-S01N
C1I / dla niemowląt	11-19	cotton	LD-S01I
C1C / dla dzieci	18-26	cotton	LD-S01C
N1C / dla dzieci	18-26	nylon	LD-S01C
C1A / dla dorosłych	25-40	cotton	LD-S01A
N1A / dla dorosłych powiększone	34-51	cotton	LD-S01A
C1T / na ręce	40-66	cotton	LD-S01T
N1T / dla dorosłych	25-36	nylon	LD-S01A
N1LR / dla dorosłych powiększone	33-46	nylon	LD-S01L

\* Metal fixing ring on cuff for convenient independent putting on of cuff.

with ring

without ring

bez pierścienia

z pierścieniem

## PRZEPRAWODZENIE SI

## GONDOLÁS, TÁROLÁS, JAVÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

- A jelen készüléket önmagában nem tartalmazza a manometrát, a követően napfénnyel hatásosító, az ítésekkel és a vibrációval.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket a fűtőberendezések és a nyílt láng közvetlen közelében.
- Ovja a készüléket a szennyeződéstől.
- Ne engedje a készülék agresszív oldatokkal való érintkezését.
- Övja a mandzsettát és a gumi tömlöt az éles tárgyaktól.
- A készülék nem tartalmazza a mérési pontosság érثetlenségekkel való szabályozókat. Tilos a manometrére szétszedése. Szükség esetén a javításokat csak az erre szakosodott szervezeteknél végezze.
- A készülék élettartama a KÉSZÜLÉK FŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI fejézetben van megadva. Az élettartamot attól az időponttól kezdve határozzák meg, amikor az árat átdújítja a fogyasztónak. A meghatározott élettartam lejárta után rendszeresen fel kell keresheti a szakembereket (javításra szaksodott szervezeteket) a készülék műszaki állapotának ellenőrzése céljából.
- Az ártalmasítás során be kell tartani a jelen időben a régiójára vonatkozó érvényes szabályokat. Semmilyen különleges ártalmatlanítási feltételek nincsenek a gyártó nem határozott meg ehhez a készüléknek.
- A mandzsetta elvileg a többszörös fertőtlenítést. A mandzsetta belsejű szövettel felülettel (a páciens kezelével érintkező) 3%-os hidrogén-peroxid-oldatot átnedvesítet pumatt tiszta törökítő kezelést megengedett. Tartós használattal esetén a mandzsetta szövett felületek részleges elszíneződése megengedett. Nem engedett a mandzsetta mosásá vagasálat.


## GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK

- A jótállási idő a Garanciális talánonban megadva. A műszer tartozékoknak üzemképpessége függ a használatairól az intenzitásról (mandzsetta, pneumatikus kamerái, mandzsettás, pumpáló ballon) ezek jótállási ideje az értékesítés dátumától számított 12 hónap.
- A garanciászolgáltatók címe a „Gyártó és hivatalos képviselői” című fejézetben és a www.littledoctor.sg oldalon található.

## FŐ MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vérnyomás mérés tartománya, Hgmm	0-300 (mandzsettában lévő nyomás)
Kijelzés tartománya, Hgmm	0-300
A mandzsetta nyomásmérés abszolút hibahatára, mmHg	±3
A készülék üzemeltetési korlátai:	
Környezeti hőmérséklet, °C Nedveségártalom, % Rh	10-40, nem több 85
A készülék tárolási és szállítási feltételei:	
Környezeti hőmérséklet, °C Nedveségártalom, % Rh	-34 - 65 legfeljebb 85
Mandzsetta méretet:	felnőtt (kar kerület 25-36 cm)
A készülék súlya (csomagolás nélkül), nem több mint	296
Méretek (fogyszatós csomagolás), mm	115 x 185 x 75
Gyártási év	A gyártási év és hónap a sorozatszámban az «A» jel után szerepel. A sorozatszám a manometréren terülhetve.
Gyártó ország	KNK

## A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA:



A jelen Használati útmutatót kiadásának dátuma az utolsó oldalon EXXX/YYMM/NN formában megjelölve, ahol YY a kiadás éve, MM - hónapja, NN - a kiadás száma.

## GYÁRTÓ ÉS A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐI

A készülékek gyártása az ISO 13485 nemzetközi szabvány szerint tanúsított. Az eszköz megfelel az MDD 93/42/EG/EU irányelv követelményeinek.

A fogyasztkó minőséggel kapcsolatos reklámációit és kívánságait a következő címre kell küldeni:

Little Doctor Europe Sp. z o.o. Zawila utca 57G, 30-390, Kraków, Lengyelország. Szerviz telefonszáma: +48 12 2684748, 2684749

Ellenőriztés és megrendelte a gyártást a Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza SINGAPORE 199591. Postacím: Yishun Central P.O. Box 9293 Szingapur 917699.

**Gyártó:** Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

**Forgalmazó az EU-ban:** Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila utca, 30-390, Kraków, Lengyelország. Sales Office phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53

E-mail: biuro@littledoctor.pl  
www.LittleDoctor.pl

**EU:** Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila utca, 30-390, Kraków, Lengyelország.

## KIEGÉSZÍTŐK

A megelőző mandzsettához kiegészítőkent a LD-Cuff mandzsettát a következő mérétekben lehet rendelni:

Megnevezés / Méret	Kar kerület, cm	Anyag	Léggámsz.	gyűrűvel
C11 / újszülöttnek	7-12	pamut	LD-S01N	
C11 / kissgyereknek	11-19	pamut	LD-S01I	
C1C / gyerek	18-26	pamut neilon	LD-S01C	
C1A / felnőt	25-40	pamut neilon	LD-S01A	
C1L / felnőtt nagy	34-51	pamut	LD-S01L	
C1T / derékra	40-66	pamut	LD-S01T	
N1AR / felnőtt	25-36	neilon	LD-S01A	
N1LR / felnőtt nagy	33-46	neilon	LD-S01L	

\* Férfi rögzítőgyűrű a mandzsettán a mandzsetta könnyű felvételére érdékelten.

IN POZIȚIA SEZĂND, ASIGURAT-VĂ CĂ PARTEA BRĂTULUI CU MANȘETA ESTE LA NIVELUL INIMII, IAR BRĂTUL ESTE LIBER PE MASĂ și NU SE MIȘCĂ.

## ROU

### PARTIE PRINCIPALE ALE DISPOZITIVULUI (fig.1)

- Manometru LD-S026 + Supralimentator LD-S050 + Supă de reținere LD-S016 + Supă de aer LD-S053
- Manșetă LD-Cuff N1AR (cu cameră pneumatică)
- Manual de utilizare cu talon de garanție LD-S01A
- Stetoscop LD Prof-Plus

### INFORMAȚII GENERALE

Acest manual este destinat să asiste utilizatorul în utilizarea sigură și eficientă a monitorului de tensiune arterială LD (denumit în continuare DISPOZITIV). Aparatul trebuie utilizat în conformitate cu regulile prevăzute în acest manual și nu trebuie să se aplique în alte scopuri decât cele descrise aici. Este important de menționat că înțelegerile întregi privind utilizarea dispozitivului sunt prezentate în secțiunea „RECOMANDĂRI PENTRU MĂSURARE CORECTĂ”.

### INDICAȚII DE UTILIZARE

Dispozitivul este conceput pentru a măsura tensiunea arterială umană folosind metoda Korotkov. Dispozitivul este recomandat pentru utilizare în clinici și spitale, precum și acasă, ca supliment la supravegherea medicală.

Măsurarea presiunii se efectuează ascultând sunetele Korotkov cu un stetoscop și luând citiri pe un manometru.

### RECOMANDĂRI PENTRU MĂSURARE CORECTĂ

- Utilizați dispozitivul fără a consulta mai întâi medicul dumneavoastră dacă sunteți tratati cu hemodializă sau anticoagulant, antiagregante placătoare sau steroidi. Utilizația dispozitivului în aceste condiții poate provoca săngerări interne.
- Pentru o măsură corectă trebuie să ţiți că TENSIUNEA ARTERIALĂ ESTE SUPUSĂ UNOR FLUCTUAȚII BRUȘTE CHÍAR ÎN PERIOADE SCURTE DE TIMP. Nivelul presiunii arterale depinde de multe factori. În general, tensiunea este mai mică în timpul verei și mai mare în timpul iernii. Tensiunea arterială se schimbă odată cu presiunea atmosferică, depinde de activitatea fizică, excitabilitatea emoțională, stresul și regimul alimentar. Medicamentele, consumul de alcool sau fumatul pot afecta foarte mult nivelul tensiunii arteriale. Pentru multi, chiar și procedura de măsurare a presiunii în clinică determină creștere a cea măsurată la clinică. Tensiunea arterială va fi mărită dacă temperatura ambientală este scăzută. De aceea se recomandă ca măsura tensiuni să se facă la temperatura camerei (aproximativ 20°C). Dacă aparatul a fost depozitat la temperatură scăzută, păstrați-l în temperatura camerei timp de cel puțin 1 ora înainte de utilizare, atâtul rezervat măsurătorii poate fi eronat. În timpul diferenții dintre măsurători, persoanele sănătoase poate fi de 5-10 mmHg. Presiune sistolică (superioră) și până la 10 mmHg, presiune diastolică (mai mică). Dependența tensiunii arteriale de diferenții factori este individuală pentru fiecare persoană. De aceea, se recomandă păstrarea unui jurnal special al citirilor tensiunii arteriale. DOAR UN MEDIC SPECIALIST POATE ANALIZA CORECT TENDINȚA DE VARIATIE A TENSIUNII DUMNEAVOASTRĂ ARTERIALE.
- Pentru bolile cardiovascular și pentru o serie de alte boli în care este necesară monitorizarea tensiunii arteriale, luati măsurători la orele specifice de medicul dumneavoastră. TENIȚE MINTE CA DIAGNOSTICAREA SI ORICE TRATAMENT AL HIPERTENSIEI ARTERIALE SE POT FACE NUMAI DE CĂTRE UN MEDIC, PE BAZA INDICATORILOR TENSIEI ARTERIALE OBTINUTE DE UN MEDIC. ADITEREA SAU MODIFICAREA DOZEI MEDICAMENTELOR TRATEATE TREBUIE PRODUSĂ DOAR CONFORM PRESCRIȚIEI MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ.
- Măsurătorile tensiunii arteriale trebuie să se desfășoare într-un mediu liniștit, la temperatură camerei. Cu o oră înainte de măsurare, excludeți mâncarea, cu 1,5-2 ore înainte excludeti fumatul, băuturi tonice, alcool.
- Accuratețea măsurătorilor tensiunii arteriale depinde, de asemenea, de potrivirea dimensiunii manșetă dispozitivului cu dimensiunile mărinii. MANȘETA NU TREBUIE SĂ FIE NICI PREA MARĂ, NICI PREA MICĂ.
- Măsurătorile repetate sunt luate la intervale de 5 minute pentru a restabili circulația sănătoasă. Cu toate acestea, persoanele care suferă de ateroscleroză severă, din cauza unei pierderi seminervative a elasticității vasculare, necesită mai mult timp între intervalele de măsurare (10-15 minute).
- Acest lucru este valabil și pentru pacienții care suferă de diabet zahăratar de termen lung. Pentru a determina mai precisă o tensiune arterială, se recomandă efectuarea unei serii de 3 măsurători consecutive și utilizarea valorii medii calculate a rezultatelor măsurătorilor.

### ADAPTAȚIE PENTRU STANGACI

Fabricarea dispozitorilor respectă standardul internațional ISO 13485. Dispozitivul respectă Directiva Europeană MDD 93/42/EEC.

### Reprezentanți autorizați EC:

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Strada Zawila, 30-390, Cracovia, Polonia. Sales Office phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53. E-mail: biuro@littledoctor.pl, www.LittleDoctor.pl

Realizat sub supraveghere și pentru Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza SINGAPORE 199591. Adresa poștală: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.

Producător: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Forgalmazó az EU-ban:

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila utca, 30-390, Kraków, Lengyelország. Szerviz telefonszáma: +48 12 2684748, 2684749

Ellenőriztés és megrendelte a gyártást a Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza SINGAPORE 199591. Postacím: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.

**Gyártó:** Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

**Forgalmazó az EU-ban:** Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila utca, 30-390, Kraków, Lengyelország. Sales Office phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53

E-mail: biuro@littledoctor.pl  
www.LittleDoctor.pl

**EU:** Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila utca, 30-390, Kraków, Lengyelország.

**KIEGÉSZÍTŐK**

A megelőző mandzsettához kiegészítőkent a LD-Cuff mandzsettát a következő mérétekben lehet rendelni:

Megnevezés / Méret	Kar kerület, cm	Anyag	Léggámsz.	gyűrűvel
C11 / újszülöttnek	7-12	pamut	LD-S01N	
C11 / kissgyereknek	11-19	pamut	LD-S01I	
C1C / gyerek	18-26	pamut neilon	LD-S01C	
C1A / felnőt	25-40	pamut neilon	LD-S01A	
C1L / felnőtt nagy	34-51	pamut	LD-S01L	
C1T / derékra	40-66	pamut	LD-S01T	
N1AR / felnőtt	25-36	neilon	LD-S01A	
N1LR / felnőtt nagy	33-46	neilon	LD-S01L	