



ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA SU POSTERIOR USO.

La información de seguridad en este Manual de instrucciones se describe en las siguientes categorías:

⚠ Precaución

Indica los requisitos el incumplimiento de los cuales puede ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.

🚫 Queda prohibido

Indica acciones y métodos de manejo del dispositivo prohibidos.

❗ Importante!

Indica acciones e instrucciones obligatorias que deben seguirse estrictamente para garantizar un funcionamiento seguro.

PIEZAS PRINCIPALES (FIG.1)

Nº de la imagen	Nombre
1.1	Boquilla (boquilla estándar LD-SA01)
1.2	Botón de desacoplamiento de la boquilla
1.3	Interruptor del modo de funcionar
1.4	Indicador
1.5	Casquillo para el tubo
1.6	Toma de corriente
2.1	Embalaje individual de cartón
2.2	Conector hembra USB
2.3	Clavija del cable de alimentación
2.4	Cable de alimentación
2.5	Clavija del cable de alimentación
3.1	Tubo corto
3.2	Filtro del tubo corto
3.3	Depósito
4.1	Casquillo para el tubo largo
4.2	Conector
4.3	Tubo largo
4.4	Soporte del tubo largo
4.5	Filtro del tubo largo

❗ La caja del dispositivo y las boquillas están hechas de plástico ABS, el recipiente está hecho de polipropileno. Las boquillas pasaron la prueba de biocompatibilidad. Las personas con hipersensibilidad a estos materiales deben usar el dispositivo con precaución.

El tamaño compacto y la alimentación autónoma de la batería recargable permiten utilizar el irrigador en los viajes. La batería se carga desde una fuente de alimentación (FA) o desde otra fuente provista de un conector USB que corresponde a las características especificadas en la sección «Especificaciones técnicas».

AQUAJET Y SALUD BUCAL

El espacio entre los dientes es el lugar de acumulación y multiplicación de las bacterias. Las bacterias viven en la placa dental blanda y, como resultado de su actividad, forman un ácido que destruye el esmalte dental y causa la inflamación de las encías.

Las coronas dentales, dentaduras postizas y dispositivos dentales son difíciles de limpiar, lo que provoca la acumulación de bacterias patógenas entre los bordes de la corona y el surco gingival. Esto lleva a la formación de sarro e inflamación de la mucosa bucal.

Cuando se trata del cuidado dental, la mayoría de las personas tienden a centrarse en la «blancura» de sus dientes, sin prestar atención a la salud de las encías. Mientras tanto, sin una limpieza adecuada del espacio interdental y los surcos gingivales (el área entre el cuello del diente y la encía), esto lleva a una paulatina formación del cálculo dental, inflamación de las encías y un persistente olor desagradable de la boca. A medida que se desarrolla el proceso inflamatorio, el tejido de las encías se despegan gradualmente del diente, lo que permite que las bacterias penetren más profundamente, hasta llegar a los huesos de la mandíbula, cuya estructura también sufre destrucción inflamatoria. Debido a la reducción del tejido óseo, las encías también comienzan a disminuir: aparece un alargamiento visible de los dientes y la sonrisa pierde su atractivo. El debilitamiento del soporte de los dientes por las encías y por los huesos de la mandíbula conduce finalmente a la pérdida de dientes. Para el tratamiento y la prevención de enfermedades de este tipo, es necesario un irrigador de cavidad bucal AQUAJET.

Un diseño especial de su boquilla permite que el chorro de agua alcance áreas inaccesibles para la higiene dental con un cepillo de dientes o hilo dental convencional. Una potente presión pulsante del agua elimina los restos de alimentos, la placa blanda, evitando la formación de una caries oculta, masajea las encías y toda la cavidad bucal, mejorando la circulación sanguínea. Ayuda a prevenir la periodontitis, los procesos inflamatorios en el periodonto y la caries dental.

UTILIDAD

El irrigador de cavidad bucal AQUAJET está diseñado para el tratamiento y la prevención de enfermedades periodontales, gingivitis, periodontitis, irrigación médica y masaje de la mucosa bucal, así como para el cuidado de dispositivos dentales (como coronas, implantes, prótesis dentales, dispositivos de corrección de maloclusiones) y de los espacios interdenciales.

! *El uso de AQUAJET para la higiene bucal no puede sustituir completamente el cepillo de dientes. Use AQUAJET después de las comidas para lavar los restos de alimentos y proporcionar un masaje profundo a las encías, luego use un cepillo de dientes para limpiar los dientes.*

Según la investigación sobre la periodontitis, las etapas tempranas de la formación del cálculo dental a menudo se ignoran debido a la falta de síntomas claros. Normalmente las enfermedades permiten progresar a etapas más avanzadas. El sangrado de las encías después de usar AQUAJET es un síntoma de la enfermedad periodontal, pero el uso prolongado de AQUAJET alivia este síntoma y permite que las encías vuelvan a un estado más saludable. Consulte con su dentista si el sangrado continúa durante más de dos semanas.

Consumidores potenciales: todas las personas mayores de 2 años.

Características funcionales: con un potente chorro de agua pulsante, el dispositivo elimina los restos de alimentos de los espacios interdenciales y otros lugares de difícil acceso en la cavidad bucal, da masajes a las encías, mejora la circulación sanguínea y previene el sangrado de las encías. Brinda el máximo cuidado a las prótesis y coronas dentales, previene el desarrollo de microflora patógena y los procesos inflamatorios en los lugares de contacto de las prótesis y coronas dentales con la mucosa bucal, lo cual no se consigue por otros medios convencionales. Previene la formación del cálculo dental, gingivitis y muchas enfermedades periodontales.

KEl tamaño compacto y la alimentación autónoma de la batería recargable permiten utilizar el irrigador en los viajes. La batería se carga desde una fuente de alimentación (FA) o desde otra fuente provista de un conector USB que corresponde a las características especificadas en la sección «Especificaciones técnicas».

El uso del irrigador AQUAJET por los niños

! *El uso del dispositivo por parte de un niño solo está permitido bajo la supervisión de un adulto que se haya familiarizado completamente con este Manual de instrucciones.*

El uso del irrigador por parte de los niños reduce el riesgo de enfermedades dentales, facilita el cuidado de la cavidad bucal y, al usar los sistemas de ortodoncia, reduce notablemente el tiempo de la higiene bucal. Además, los niños a menudo carecen de paciencia y diligencia para limpiarse bien los dientes, por lo cual el uso de un irrigador permite la mejor manera de llevar a cabo la higiene bucal.

Los niños pueden comenzar a utilizar el irrigador bucal con el comienzo del uso independiente del cepillo de dientes.

A pesar de que el uso correcto del irrigador bucal no puede dañar la cavidad bucal, es necesario consultar con el dentista pediátrico antes del primer uso del irrigador.

! *El uso del dispositivo por parte de un niño sólo está permitido bajo la supervisión de un adulto que haya leído cuidadosamente este manual.*

No deje a los bebés y niños pequeños cerca del dispositivo sin vigilancia, ya que el dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas por los niños.

Mantenga bajo su control las situaciones cuando hay niños u otras personas que necesiten supervisión se encuentren cerca del dispositivo que está funcionando o está apagado.

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Para utilizar el dispositivo de forma segura, lea atentamente este Manual de instrucciones. El incumplimiento de los requisitos de esta sección puede provocar diversos grados de exposición peligrosa para el usuario y las personas que lo rodean.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siga siempre las medidas de seguridad generales que se detallan a continuación.

! No toque la clavija del cable de alimentación con las manos mojadas. Antes de poner a cargar el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado.

Este dispositivo está equipado con una batería recargable incorporada. No exponga el dispositivo al fuego, no lo caliente, y tampoco lo use ni lo deje en un sitio con una temperatura alta.

o No coloque el dispositivo en agua.

No lo utilice al bañarse.

No sumerja el cargador en agua ni lo lave con agua.

El cable de alimentación no debe entrar en contacto con superficies calientes o que se puedan calentar.

Si el dispositivo no funciona, no intente repararlo. Contacte con un taller especializado.

No deje el dispositivo encendido sin vigilancia.

Utilice únicamente los accesorios que están diseñados para ser utilizados con este dispositivo y se describen en Manual de instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

No inserte objetos extraños en los orificios del dispositivo.

Utilice el dispositivo solo para el cuidado bucal. El bombeo de agua en los ojos, nariz, orejas o garganta puede causar lesiones.

No utilice en el dispositivo el agua con una temperatura superior a los 40°C.

Mantenga el dispositivo alejado de mascotas e insectos para prevenir las infecciones.

No está permitido el uso del dispositivo por niños sin la supervisión de las personas adultas.

Este dispositivo no se utiliza simultáneamente con equipos electroquirúrgicos de alta frecuencia (HF).

Para evitar problemas con el dispositivo, no lo utilice cerca de los campos electromagnéticos fuertes, interferencias inducidas o interferencias en impulsos de nanosegundos. Por ejemplo: imanes, transmisores de radio, microondas.

Los equipos portátiles de radiocomunicación (incluidos los dispositivos periféricos, como los cables de antena y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia no menor de 30 cm hasta cualquier parte del irrigador dental para la cavidad bucal, y aquí se incluyen los cables especificados por el fabricante.

! Al desconectar la fuente de alimentación del enchufe, siempre sostenga en la mano la clavija del cable de alimentación y no tire por el cable.

Después de usar el dispositivo, retire el agua restante del depósito, y encienda el dispositivo para 2-3 segundos para un secado completo.

Riesgos relacionados con su utilización

! *Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o personas sin conocimientos y experiencia adecuados. El uso del dispositivo por parte de dichas personas sólo está permitido bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y siempre que esta proporcione instrucciones claras sobre el uso del dispositivo. Se debe procurar que los niños no jueguen con el dispositivo.*

Contraindicaciones: Las personas que no pueden manejar el dispositivo de forma independiente. Efectos adversos esperados: no se han identificado posibles efectos adversos.

Información sobre la instalación y requisitos del recinto de utilización

No utilice el dispositivo en saunas con/sin vapor, cabinas de ducha, así como en locales donde se pulverizan aerosoles. No deje y no almacene ni use la fuente de energía donde pueda entrar en contacto con agua, como en el cuarto de baño, en el aseo, etc.

No deje el dispositivo o sus partes en lugares expuestos a temperaturas extremas o cambios bruscos de humedad, por ejemplo, en verano en vehículos o en lugares expuestos a la luz solar directa.

CARGA DE LA BATERÍA

! El dispositivo utiliza una batería recargable diseñada para una recarga repetida y uso prolongado. Antes del primer uso, el dispositivo debe cargarse durante 4 horas.

Durante la carga, la unidad principal se calienta ligeramente, pero esto no es un fallo de funcionamiento.

Cargue la batería a temperaturas del ambiente entre 15-35. Al cargar la batería a una temperatura más baja, la duración de funcionamiento del dispositivo puede disminuir y, a temperaturas inferiores a 0, la carga puede resultar imposible.

El fabricante recomienda usar la FA LD-N064 (suministrada), sin embargo, usando el cable de FA del kit del dispositivo, puede cargar el dispositivo desde cualquier FA provista de una toma de USB. Consulte los parámetros recomendados en la sección «Especificaciones técnicas».

Para cargar la batería, inserte un extremo del cable de FA **2.5** en la toma que se encuentra en la parte posterior del dispositivo **1.6** y el otro extremo del cable **2.3** en la toma de USB de la FA **2.2**. Inserte la clavija de la FA en una toma de corriente (fig. 5).

El proceso de carga se indica mediante un indicador azul en la carcasa del dispositivo **1.4**. Una vez esté completamente cargada la batería, el indicador se pondrá verde.

! *Por motivos de seguridad eléctrica, el dispositivo no puede funcionar y cargar la batería simultáneamente.*

! Con la batería completamente cargada, el dispositivo puede funcionar durante aproximadamente 20 minutos a máxima potencia.

La carga baja de la batería se indica mediante un indicador amarillo.

MANEJO DEL IRRIGADOR

 El uso de líquidos que contienen alcohol, líquidos con suspensiones, líquidos aceitosos, así como otros líquidos que no están diseñados para ser usados en el irrigador, puede llevar a la falla del irrigador!

 El fabricante recomienda utilizar agua del grifo filtrada.

El interior del nuevo dispositivo puede contener residuos de agua destilada, que se utilizó para ensayar el dispositivo. Esto no se considera ningún problema de funcionamiento y no presenta ningún riesgo.

Inserción/desacoplamiento de la boquilla

El kit del dispositivo incluye 2 boquillas individuales con franjas de diferentes colores.

Las boquillas adicionales se pueden comprar por separado. Para este dispositivo compre sólo las boquillas AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 o AQUAJET LD-SA05.

Elija para cada miembro de la familia una boquilla individual de un color determinado. Siempre use solo su boquilla del color elegido.

Inserte la boquilla en el dispositivo hasta que haga clic, de modo que la guía de la boquilla coincida con la ranura en el mango del irrigador (fig. 6).

Para desconectar la boquilla, presione el botón de desacoplamiento de la boquilla y extraiga la boquilla manteniéndola en el área de las muescas (Fig. 7).

Recomendaciones para el desacoplamiento seguro de la boquilla:

1. Si la boquilla no se separa fácilmente del irrigador o se desliza en la mano debido al agua, use un paño seco. Envuelva la boquilla con un paño seco no muy grueso y repita el procedimiento de desacoplamiento.

2. Al desconectar la boquilla del irrigador, extraícala SIN rotar alrededor del eje. La rotación de la boquilla puede estropearla.

El irrigador se puede utilizar con el depósito que viene con el dispositivo o con otro recipiente para el agua.

Uso del irrigador con el depósito que viene con el dispositivo (fig. 14)

Retire el conector 4.2. Para hacerlo, gírelo de modo que el indicador ▲ quede en la posición  ("abierto") y tire hacia abajo (fig. 8).

Inserte el conector del tubo corto 3.1 en el casquillo en la parte inferior del dispositivo 1.5 (fig. 9).

Llene el depósito con agua tibia hasta la marca MAX.

Conecte el depósito al dispositivo (fig. 10) y gírelo de modo que el indicador ▲ quede en la posición  («cerrado»).

El dispositivo está listo para usar. Un depósito lleno se consume en 40 segundos de funcionamiento.

 No utilice el dispositivo sin el líquido.

 Si el dispositivo, al utilizarlo con el recipiente, se inclina demasiado durante el uso, el filtro del tubo 3.2 puede salir por encima del agua y hacer que el suministro del agua se detenga.

Double Aqua Flow system – Uso del irrigador con otros recipientes (Fig. 15)

Si el volumen del depósito no es suficiente, el dispositivo permite utilizar otros recipientes para el agua, como, por ejemplo, un vaso común.

Para hacer esto, inserte el conector del tubo largo en el casquillo 4.1 en la parte posterior del conector 4.2 si el conector está conectado al dispositivo (Fig. 11), o al casquillo en la parte inferior del dispositivo 1.5 si el conector está desacoplado del dispositivo (Fig. 9).

Desenrolle el tubo largo 4.3 y coloque el soporte del tubo 4.4 en el recipiente con agua tibia para que el tubo del filtro 4.4 no alcance un poco la parte inferior del depósito (Fig. 12).

El dispositivo está listo para usar. El tiempo de funcionamiento continuo no debe exceder los 5 minutos.

 Cuando lo use por primera vez, llene con el agua tibia el recipiente, ajuste el interruptor de modo en posición «●●», de modo que el agua llene todas las cavidades internas. El dispositivo estará listo para el primer uso, cuando el agua en el recipiente se agote por completo.

 Asegúrese de que la temperatura del líquido en el recipiente no exceda los 40°C. No utilice líquidos calientes, ya que la mucosa bucal es muy sensible y puede quedar afectada con una solución caliente.

Modo de utilización

Inclínese sobre el fregadero. Acerque la punta de la boquilla a los dientes o encías. Mantenga la boca ligeramente abierta para permitir que el agua drene en el fregadero. Dirija la boquilla en perpendicular a los últimos molares de la dentición inferior. Encienda el dispositivo deslizando el interruptor de modos 1.3 a la posición «●» (presión media) o a la «●●» (presión fuerte).

Ejerciendo movimientos lentos, durante 4-5 segundos, limpie el espacio interdental, reteniendo el chorro en las encías. Luego, pase el chorro a lo largo de la línea de encías en la base del diente hasta el siguiente espacio interdental. Repita el movimiento como para el primer espacio interdental (Fig. 16, la flecha punteada indica la ubicación del chorro de agua, la flecha continua indica la dirección del movimiento de la boquilla).

 Puede cerrar el agua en cualquier momento deslizando el interruptor de modo a la posición «○» - "Apagado".

No dirija el chorro inclinado directamente a la bolsa periodontal, trate de mantener el chorro en perpendicular a la línea de dientes.

Realice este procedimiento con todos los espacios interdenciales, uno por uno, desde el exterior y el interior de la dentadura inferior. Luego repita el procedimiento para los lados externo e interno de la dentadura superior. (fig. 17)

Si en la cavidad bucal hay estructuras ortopédicas artificiales, los sitios de contacto con la encía, los dientes u otros dispositivos dentales deben enjuagarse más a fondo. Se recomienda consultar con el dentista sobre las particularidades de los canales de lavado existentes de estos dispositivos.

 Después de 10 minutos de funcionamiento continuo, el dispositivo se apaga automáticamente y el indicador verde comienza a parpadear. No use el dispositivo 10 minutos para permitir que los mecanismos internos se enfríen.

 Después del uso, siempre vacíe completamente el depósito del agua. Esto previene la proliferación de bacterias.

Apague el dispositivo deslizando el interruptor de modo 1.3 a la posición «○», retire la boquilla, el depósito y el tubo. Enjuague todo con agua corriente tibia y límpielo con un paño seco. Para un almacenamiento y transporte fácil, guarde los accesorios en el contenedor del kit del dispositivo y conéctelo a la unidad principal (Fig. 13).

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Descripción: el dispositivo utiliza una batería recargable (BR), diseñada para un uso prolongado.

La vida útil de la BR: 3 años con la utilización correcta.

Recomendaciones: durante la utilización, descargue la batería completamente para no causar el efecto de memoria en la batería, lo que reduce el tiempo de operación con carga completa. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda dejar las BR cargadas al 70-80%.

Mantenimiento de la BR: no requerido.

Reemplazo de la BR: si es necesario, el reemplazo de la BR se realiza solo en centros de servicio especializados. Para acceder a la BR, se debe retirar el interruptor de modo, desacoplar el conector, desenroscar los 3 tornillos en la parte inferior de la unidad principal (debajo de los tapones) y extraer la parte interior.

Marca y modelo de la BR: GP 130AAHV2B6

GARANTÍA

Este dispositivo tiene un período de garantía de 24 meses a partir de la fecha de su venta. Las obligaciones de garantía se formalizan a través de la tarjeta de garantía al vender el dispositivo al comprador. Las direcciones de las organizaciones que realizan servicios de garantía se especifican en la tarjeta de garantía.

CUIDADO, ALMACENAJE, REPARACIÓN Y DESECHO

- Se recomienda limpiar el dispositivo después de cada uso.
- Antes de limpiar el dispositivo, desenchufe el cable de alimentación. Limpie el dispositivo regularmente con un paño húmedo. El recipiente, los tubos y las boquillas se pueden lavar en el lavavajillas. No utilice paños gruesos, cepillos o limpiadores abrasivos para la limpieza del dispositivo.
- Use solamente detergentes suaves. Nunca utilice disolventes, gasolina o alcohol, ya que pueden causar un mal funcionamiento o dañar las partes del dispositivo.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa y golpes.
- No almacene ni use el dispositivo en las inmediaciones de calefactores y fuego.
- Proteja el dispositivo de contaminación.
- No permita que el dispositivo entre en contacto con soluciones agresivas.
- En caso de necesidad, realice reparaciones sólo en instituciones especializadas.
- La vida útil especificada por el fabricante para este producto es de 7 años a partir de la fecha de producción, siempre que el producto se utilice en estricta conformidad con este manual de instrucciones y las normas técnicas aplicables. El mes y el año de producción se indican en el número LOT (los primeros 2 dígitos son el mes, los segundos dos son el año). La vida útil de las boquillas es de 1000 ciclos de uso. Una vez que ha expirado la vida útil establecida, es necesario periódicamente ponerse en contacto con especialistas (organizaciones de reparación especializadas) para verificar el estado técnico del dispositivo y, si es necesario, desecharlo de acuerdo con las normas de reciclaje aplicables en su región.
- Esta unidad está equipada con baterías de níquel-metal hidruro. Asegúrese de que las baterías se desechen en un centro de recepción oficial, si existe uno en su país.

 No modifique el dispositivo sin el permiso del fabricante. El mantenimiento y la reparación del dispositivo sólo pueden realizarse por los centros de servicio autorizados o por el fabricante.

Los siguientes procedimientos de mantenimiento y reparación pueden ser realizados por un centro de servicio autorizado o el usuario:

Tipo de reparación y/o mantenimiento	Quién puede hacerlo
Reemplazo del tubo	El usuario
Reemplazo de accesorios	El usuario
Sustitución del cargador o cable de alimentación	El usuario
Limpieza diaria y la desinfección.	El usuario
Reemplazo de cualquier pieza que requiera el desmontaje del dispositivo.	Centro de servicio autorizado o el Representante oficial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número del lote LOT	
Modelo	LD-A3
Consumo de energía	6W
Capacidad de la batería recargable	2x1250 mA/h
Vida útil de la batería recargable	alrededor de 3 años*
Presión de agua: regulador de presión en posición «●» (medio)	aproximadamente 390 kPa (3 kgf / cm ²)
regulador de presión en posición «●●» (fuerte)	aproximadamente 590 kPa (5 kgf / cm ²)
Regulación de la presión	2 posiciones (media, fuerte)
Frecuencia de pulsación del chorro de agua	1500 импульс/мин.
Tiempo máximo de uso continuo	5 minutos
El tiempo requerido para enfriar el dispositivo	no menos de 5 minutos
Tiempo del gasto de todo el volumen del depósito	unos 40 segundos
Contenido	unidad principal, conector, depósito, boquilla AQUAJET LD-SA01 (2 uds.), tubo largo con soporte, tubo corto, fuente de alimentación LD-N064, cable de alimentación, manual de instrucciones, tarjeta de garantía, embalaje individual de cartón.
Capacidad del depósito, no menos de	160 ml.
Condiciones de funcionamiento del dispositivo: temperatura del medio ambiente humedad presión atmosférica	de 10°C a 35°C no más del 80% de Rh de 86 a 106 kPa
Condiciones de almacenamiento y transporte del dispositivo: temperatura del medio ambiente humedad presión atmosférica	de menos 10°C a 40°C 95% Rh de 50 a 106 kPa
Nivel de ruido	menos de 65 dB
Grado de protección del irrigador	IPX5
Fuente de alimentación LD-N064 (incluida)	
Voltaje de salida	5 V
Corriente de carga máxima	500 mA
Voltaje nominal	100-240 V/50 Hz
Dimensiones externas	54.5 (h) x 50 (w) x 220.5 (l) mm.
Peso (sin empaquetar)	350 g

* La vida útil de la batería (batería recargable) depende de las condiciones de uso y almacenamiento del dispositivo.

Después de transportar el dispositivo en condiciones de temperatura demasiado baja o demasiado alta, es necesario mantener el dispositivo al menos 2 horas a temperatura del ambiente.

La fecha de edición de este Manual de instrucciones se indica en la última página como EXXX/YYMM/NN, donde YY es el año, MM es el mes y NN es el número de edición.

Decodificación de caracteres:

 0123 Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE

IPX5 Clase de protección IP

 Importante: Lea el manual de

 Clase de protección contra descargas eléctricas II



Tipo de equipo B



Al desechar, siga las normas vigentes de su región.



El número LOT es de tipo MMYXXXX, donde MM es el mes de producción, YY es el año de producción, XXXX es el número de modelo del dispositivo.

Interpretación de las señales luminosas del indicador:

Color del indicador	Significado
Verde	La batería está completamente cargada. El dispositivo está funcionando.
Verde parpadeante	Desactivación automática. Se requiere la refrigeración del dispositivo durante 10 minutos.
Amarillo	Batería baja
Azul	La batería se está cargando

PROBLEMAS FRECUENTES

Problema	Razón	Remedio
El dispositivo no funciona	▶ La batería está descargada	▶ Cargar la batería
El compresor funciona, pero el agua no sale	▶ No hay agua en el recipiente	▶ Llenar el depósito con agua
	▶ El extremo del tubo está por encima del nivel del agua	▶ Eche mas agua, hasta que el extremo del tubo quede en el agua
	▶ Inclinación excesiva, el tubo corto está por encima del nivel del agua	▶ No incline demasiado el dispositivo
La presión de agua es demasiado baja	▶ Filtro del tubo corto/largo obstruido	▶ Enjuague el filtro con agua corriente
	▶ El tubo largo esta torcido	▶ Enderece el tubo largo

Si a pesar de realizar las recomendaciones anteriores no puede hacer funcionar el dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto con la organización de mantenimiento (las direcciones y los números de teléfono de las organizaciones autorizadas figuran en la tarjeta de garantía). No intente reparar el irrigador.

La producción de dispositivos cumple con la norma internacional ISO 13485. El dispositivo cumple con la Directiva Europea MDD 93/42/EEC, con los requisitos de IEC 601-1-88, IEC 60601-1-2. Fabricado bajo control y para Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591).

Fabricante: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Representante en la Unión Europea: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Más información: <http://aquajet.sg>

ESP
TARJETA DE GARANTÍA

LD-A3

MODELO

FECHA DE VENTA

NÚMERO DEL LOTE LOT

NOMBRE DEL CLIENTE

Sello (timbre) de la organización comercial

Firma del vendedor

Se rellena por un representante del servicio autorizado

Fecha	Notas de servicio de garantía

 0123 IPX5



© Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).
© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2021.