



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. È INOLTRE CONSIGLIABILE CONSERVARE TALI ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

Le informazioni sulla sicurezza contenute in questo manuale d'uso sono descritte nelle seguenti categorie:

⚠ Avvertenze

Fornisce le indicazioni da seguire per non incorrere in lesioni o danni a persone e cose.

⊘ È vietato

Indica le azioni da evitare e i metodi di utilizzo del dispositivo errati.

❗ Importante!

Indica azioni e istruzioni obbligatorie che devono essere rispettate rigorosamente al fine di garantire un funzionamento sicuro.

PARTI PRINCIPALI (FIGURA 1)

№ disegno	nome
1.1	Ugello (2 ugelli, un ugello standard LD-SA01)
1.2	Pulsante per lo smontaggio dell'ugello
1.3	Interruttore di modalità
1.4	Indicatore
1.5	Presca per il tubo
1.6	Presca di alimentazione
2.1	Alimentazione
2.2	Connettore USB per l'alimentazione
2.3	Presca del cavo di alimentazione USB
2.4	Cavo di alimentazione
2.5	Presca del cavo di alimentazione
3.1	Tubo corto
3.2	Filtro del tubo corto
3.3	Serbatoio
4.1	Presca del connettore per il tubo lungo
4.2	Connettore
4.3	Tubo lungo
4.4	Supporto per il tubo lungo
4.5	Filtro del tubo lungo

❗ La custodia del prodotto e gli ugelli sono in plastica ABS; il serbatoio è in polipropilene. Gli ugelli hanno superato il test per la biocompatibilità. È consigliato alle persone con particolare sensibilità a tali materiali di utilizzare il dispositivo con cautela.

Le dimensioni compatte e l'alimentazione autonoma dalla batteria ricaricabile consentono di utilizzare l'idropulsore anche in viaggio o lontano da casa. La batteria viene caricata per mezzo di una fonte di alimentazione o di qualsiasi altra fonte che disponga di una porta USB corrispondente alle caratteristiche specificate nella sezione «Specifiche tecniche».

AQUAJET E L'IGIENE DELLA CAVITÀ ORALE

Nello spazio interdentale si accumulano e moltiplicano molti batteri. I batteri vivono nei residui morbidi che si accumulano tra i denti e, come risultato della loro attività vitale, formano un acido che danneggia lo smalto dei denti e provoca l'infiammazione della mucosa gengivale.

Corone dentali, dentiere e dispositivi dentali sono notoriamente difficili da pulire: questo causa l'accumulo di batteri patogeni tra i bordi della corona e i solchi gengivali. Ciò comporta la formazione di tartaro e l'infiammazione della mucosa orale.

Nella cura dentale, il più delle volte si tende a concentrarsi sulla bianchezza dei denti, senza prestare una attenzione adeguata alla salute delle gengive. Inoltre, la mancanza di una adeguata pulizia dello spazio interdentale e delle scanalature periodontali (l'area tra il collo del dente e la gengiva) porta al graduale accumularsi di tartaro, all'infiammazione delle gengive e alla persistenza di odori sgradevoli. Con l'infiammazione, il tessuto gengivale subisce un graduale distacco dal dente, permettendo ai batteri di penetrare in profondità, raggiungendo le strutture ossee della mascella, infiammandole. Con l'infiammazione del tessuto osseo vi è conseguentemente un processo di riduzione della superficie gengivale: i denti sembrano dunque più grandi e il sorriso perde la sua naturale bellezza. L'indebolimento del supporto ai denti porta, sul lungo termine, alla caduta di essi. Per la cura e la prevenzione di tali patologie è necessario e raccomandato l'utilizzo dell'idropulsore orale AQUAJET; la speciale conformazione degli ugelli consente di avere un getto d'acqua capace di raggiungere le parti inaccessibili ai normali spazzolini e/o fili interdentali. Un potente getto d'acqua pulsante permette di eliminare i residui alimentari e placche morbide; previene la formazione di carie; massaggia le gengive e l'intera cavità orale, migliorando la circolazione sanguigna; aiuta la prevenzione della parodontite, le infiammazioni da essa derivanti e il deterioramento dei denti.

FUNZIONE

L'idropulsore AQUAJET è indicato per il trattamento e la prevenzione di malattie parodontali, gengiviti, parodontiti, idropulsione medica e massaggio della cavità orale, nonché per la cura di dispositivi dentali (come corone, protesi, dentiere, dispositivi di correzione della malocclusione) e degli spazi interdentali.

! *L'utilizzo di AQUAJET per l'igiene orale non può sostituire completamente l'utilizzo dello spazzolino. Utilizzare AQUAJET dopo i pasti per eliminare dalle cavità i residui di cibo e per massaggiare le gengive; in seguito, utilizzare lo spazzolino per la pulizia dei denti. Secondo le ricerche condotte sulla parodontite, le prime fasi della formazione del tartaro sono spesso ignorate a causa della mancanza di sintomi evidenti. Le malattie, se non curate, solitamente evolvono in stadi avanzati più seri. Il sanguinamento delle gengive dopo l'utilizzo AQUAJET rappresenta uno dei sintomi di presenza di parodontite; ciononostante, il regolare utilizzo AQUAJET allevia tale sintomo e consente alle gengive di godere di una migliorata condizione generale. Qualora la perdita di sangue prosegua per più di due settimane, rivolgetevi al vostro dentista di fiducia.*

Consigliato per l'utilizzo a: tutti gli individui dai 2 anni in su.

Caratteristiche funzionali: tramite l'utilizzo di un potente getto d'acqua pulsante, il dispositivo rimuove i detriti alimentari dagli spazi interdentali e da altri luoghi difficili da raggiungere nella cavità orale, massaggia le gengive, migliora la circolazione sanguigna e combatte il sanguinamento gengivale. Assicura la massima delicatezza ed efficacia nella pulizia delle protesi dentarie e corone; previene lo sviluppo della microflora patogena e dei processi infiammatori nei luoghi di contatto delle protesi dentarie e corone con la mucosa orale, là dove gli altri dispositivi difficilmente possono arrivare; previene inoltre la formazione di tartaro, gengivite e parodontite.

Kompaktinis irigatorius dydis ir maitinimas nuo akumuliatoriaus baterijos, leidžia jį naudoti kelionės metu. Akumuliatoriaus baterija įkraunama nuo elektros maitinimo (IP) šaltinio arba nuo kito šaltinio su USB jungtimi, atitinkančio skyriuje „Techninės charakteristikos“ nurodytas charakteristikas.

Utilizzo dell'idropulsore AQUAJET da parte dei bambini

! *L'uso del dispositivo da parte di un bambino è consentito solo sotto la supervisione di un adulto previa consultazione del presente manuale d'uso.*

L'utilizzo dell'idropulsore da parte dei bambini riduce il rischio di malattie dentali e facilita l'igiene orale, soprattutto in caso di utilizzo di apparecchio. Inoltre, l'utilizzo di un idropulsore può venire incontro alle esigenze dei più piccoli, non sempre diligenti e pazienti nella cura dell'igiene orale. I bambini possono iniziare ad utilizzare l'idropulsore contemporaneamente a quando iniziano ad utilizzare anche lo spazzolino.

Nonostante l'utilizzo corretto dell'idropulsore non porti a danneggiamento della cavità orale, è sempre consigliato consultare il dentista pediatrico prima dell'utilizzo del dispositivo da parte di bambini.

! *L'utilizzo del dispositivo da parte dei bambini è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un adulto che abbia previamente consultato il presente manuale.*

Non lasciare il dispositivo alla portata dei bambini, in quanto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.

Si consiglia di supervisionare bambini o individui che necessitano di aiuto quando si trovano nei paraggi del dispositivo funzionante o spento.

RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Per l'utilizzo corretto e sicuro del dispositivo, leggere attentamente il presente manuale d'uso. La mancata osservanza dei consigli e delle pratiche ivi riportate può essere pericoloso per se stessi e per gli altri.

Quando utilizzate dispositivi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, rispettate le norme generali di sicurezza riportate di seguito.

! Non maneggiare il cavo di alimentazione e la relativa presa con le mani bagnate o umide. Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Non gettare il dispositivo in fonti di calore o nel fuoco, non riscaldarlo, non lasciarlo su superfici ad alta temperatura.

! Non immergere il dispositivo in acqua. Non utilizzare durante l'igiene personale (in doccia o in vasca). Non immergere l'alimentatore in acqua, non lavarolo con acqua. Non esporre l'alimentatore a fonti di calore, non lasciarlo su superfici ad alta temperatura. Se il dispositivo smette di funzionare, non smontarlo da soli. Rivolgetevi ad una struttura specializzata.

Non lasciare il dispositivo in funzione senza supervisione.

Utilizzare solo gli accessori del presente dispositivo descritti nel presente manuale d'uso.

Non utilizzare accessori non elencati e/raccomandati dalla casa produttrice.

Non inserire oggetti estranei nelle cavità del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l'igiene orale. Il getto d'acqua, se rivolto a occhi, naso, orecchie o gola, può provocare lesioni.

Non utilizzare con il dispositivo acqua, la cui temperatura è superiore ai 40°C.

Tenere il dispositivo lontano da animali domestici e non, al fine di prevenire infezioni.

L'utilizzo del dispositivo da parte di bambini è consentito solamente sotto la supervisione di un adulto.

Il presente dispositivo non deve essere utilizzato simultaneamente con apparecchiature elettrochirurgiche ad alta frequenza.

Non utilizzare il dispositivo nei pressi di forti campi elettromagnetici, emissioni irradiate, o interferenze a impulsi di nanosecondi (ad esempio magneti, trasmettitori radio, forni a microonde, ecc.)

Le apparecchiature portatili per comunicazioni RF (inclusi dispositivi periferici quali cavi di antenne e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm dal dispositivo per l'igiene orale, inclusi i cavi specificati dal produttore.

! Quando si spegne l'alimentazione dalla presa, impugnare sempre la spina di alimentazione e non il cavo di alimentazione.

Dopo l'utilizzo del dispositivo, gettare l'acqua del serbatoio e accendere il dispositivo per 2/3 secondi per una pulizia completa.

Rischi legati all'utilizzo

! *Questo dispositivo non è indicato per l'utilizzo da parte di individui portatori di disabilità fisiche o mentali, né per individui incapaci di intendere e di volere. L'uso del dispositivo da parte di tali individui è consentito solo sotto la supervisione del responsabile per loro sicurezza, a condizione che fornisca istruzioni chiare sull'utilizzo del dispositivo. Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.*

Controindicazioni: gli individui che non possono maneggiare in maniera indipendente il dispositivo e gli individui con parti colare sensibilità della cavità orale dovrebbero evitare l'utilizzo di tale dispositivo.

Possibili effetti collaterali: Non sono indicati possibili effetti collaterali.

Informazioni circa l'installazione e requisiti.

Non utilizzare il dispositivo in saune, box doccia, in sale dove vi sono apparecchi per aerosol in funzione. Non conservare né utilizzare il dispositivo in luoghi dove può entrare in contatto con l'acqua (saune, bagni, ecc.)

Non esporre il dispositivo o parti di esso a fonti di calore o di umidità (ad esempio: non lasciarlo in auto in estate, non esporlo a luce solare diretta, ecc.)

CARICA DELLA BATTERIA

! Il dispositivo utilizza una batteria ricaricabile, progettata per l'utilizzo prolungato e ripetuto nel tempo. Prima del primo utilizzo del dispositivo, è necessario ricaricarlo per 4 ore circa.

Durante la ricarica il dispositivo può riscaldarsi leggermente: è previsto e normale.

Caricate il dispositivo in camere con una temperatura compresa tra i 15° e i 35°C. In caso di utilizzo del dispositivo a temperature più basse, la durata della batteria può ridursi. L'utilizzo può risultare impraticabile a temperature inferiori a 0°C.

Il produttore consiglia di utilizzare l'alimentatore LD-N064 (incluso); tuttavia, è possibile caricare il dispositivo a qualsiasi alimentatore fornito di presa USB. Per i parametri da utilizzare, consulta la sezione «Specifiche tecniche».

Per la ricarica della batteria, inserire una estremità del cavo di alimentazione **2.5** nella presa sul retro del dispositivo **1.6** e l'altra estremità del cavo **2.3** nella presa di alimentazione USB **2.2**.

Lo stato della ricarica è indicato da una luce blu sulla custodia del dispositivo. Quando la carica è stata ultimata, la luce diventa verde.

! *Per motivi di sicurezza, il dispositivo non può essere utilizzato quando è sotto carica.*

! Una volta caricata la batteria, il dispositivo può operare per 20 minuti a massima potenza. La luce gialla dell'indicatore segnala un basso livello di carica della batteria.

ORDINE DI UTILIZZO

! *L'uso di liquidi contenenti alcool, liquidi contenenti liquami, liquidi oleosi, così come altri liquidi che non sono destinati all'uso per l'idropulsore, può portare a un guasto del dispositivo!*

! La casa produttrice consiglia di utilizzare per l'idropulsore acqua di rubinetto filtrata.

Nelle parti interne del nuovo dispositivo vi possono essere residui di acqua distillata, utilizzata per testare il prodotto. Ciò non rappresenta difetti di produzione, né pericolo alcuno per la salute di chi lo utilizza.

Montaggio/smontaggio dell'ugello

Il kit di strumenti comprende 2 ugelli singoli con lunette di diversi colori. Selezionare un ugello di colore diverso per ciascun membro della famiglia. Utilizzare sempre e soltanto il proprio ugello.

Gli ugelli aggiuntivi possono essere acquistati separatamente. Per il corrente dispositivo, si consigliano esclusivamente gli ugelli AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 o AQUAJET LD-SA05.

Selezionare un ugello di colore diverso per ciascun membro della famiglia. Utilizzare sempre e soltanto il proprio ugello.

Inserire l'ugello nel dispositivo fino a quando si sentirà uno scatto, così che la guida dell'ugello coincida con la scanalatura sull'impugnatura dell'idropulsore (Fig. 6).

Per smontare l'ugello, premere il pulsante di rilascio dell'ugello e tirarlo tenendolo per l'impugnatura dalla parte del pulsante (Fig. 7).

Raccomandazioni per smontare l'ugello in sicurezza:

1. Se risulta difficile smontare l'ugello dall'idropulsore, o se l'impugnatura risulta scivolosa, utilizzare un panno asciutto. Avvolgere l'ugello delicatamente nel panno asciutto e ripetere l'operazione di smontaggio.

2. Smontare l'ugello SENZA ruotarlo attorno al proprio asse durante l'operazione. La rotazione dell'ugello può causare danni al dispositivo.

È possibile utilizzare l'idropulsore con il serbatoio in dotazione o con un altro recipiente di acqua.

Utilizzo dell'idropulsore con il serbatoio in dotazione (Fig. 14)

Rimuovere il connettore 4.2 Per la rimozione, ruotarlo in modo tale che l'indicatore ▲ si trovi nella posizione □ («aperto»), e tirare verso il basso (fig. 8).

Inserire la spina del tubo corto 3.1 nella presa nella parte inferiore del dispositivo 1.5 (figura 9).

Riempire il serbatoio di acqua tiepida fino al segno MAX.

Collegare il serbatoio al dispositivo (fig. 10) e ruotarlo in modo tale che l'indicatore ▲ si trovi nella posizione □ («chiuso»).

Il dispositivo è pronto all'uso. Con il serbatoio pieno, il funzionamento del dispositivo dura circa 40 secondi.

 **Non utilizzare il dispositivo senza liquido.**

 Se il dispositivo viene inclinato troppo durante l'utilizzo con serbatoio, il filtro del tubo 3.2 potrebbe fuoriuscire dall'acqua, provocando l'arresto del flusso.

DSF Double Aqua Flow system – Utilizzo dell'idropulsore con altri recipienti (Fig. 15)

Se la capacità del serbatoio risulta insufficiente alle vostre esigenze, è possibile utilizzare altri recipienti per liquidi, come un bicchiere.

Per fare ciò, inserire la spina del tubo lungo nella presa 4.1 sul retro del connettore 4.2, se questo è collegato al dispositivo (Fig. 11); oppure alla presa nella parte inferiore del dispositivo 1.5, se il connettore è scollegato dal dispositivo (Fig. 9).

Srotolare il tubo lungo 4.3 e posizionare il supporto del tubo 4.4 nel contenitore con acqua calda in modo che il tubo del filtro 4.4 non tocchi il fondo del recipiente (Fig. 12).

Il dispositivo è pronto all'uso. È sconsigliato l'utilizzo continuo del dispositivo per più di 5 minuti.

 Per il primo utilizzo del dispositivo, versare acqua calda nel recipiente, impostare il selettore di modalità su «●●», in modo che l'acqua riempia tutte le cavità interne. Il dispositivo sarà pronto al primo utilizzo una volta utilizzata tutta l'acqua nel recipiente.

 **Assicurarsi che la temperatura del liquido nel contenitore non superi i 40°C. Non usare liquidi caldi, poiché la potrebbe causare irritazione e danni alla delicata mucosa orale.**

Utilizzo

Inclinarsi sul lavandino. Portare l'estremità dell'ugello ai denti o alle gengive. Lasciare la bocca leggermente aperte per consentire all'acqua di defluire nel lavandino. Dirigere il getto in maniera perpendicolare verso i denti agli estremi interni dell'arcata inferiore. Accendere il dispositivo, spostando il selettore di modalità (1.3) su «●» (pressione media) o «●●» (pressione forte). Pulire per 4-5 secondi lo spazio interdentale lentamente, mantenendo il getto vicino alle gengive. Dirigere il getto verso le gengive, alla base dei denti, verso lo spazio interd-entale. Ripeti il movimento come per il primo spazio interdentale (Fig. 16, la freccia tratteggiata indica la posizione del getto d'acqua, la freccia piena indica la direzione del movimento dell'ugello).

 È possibile disattivare l'acqua in qualsiasi momento facendo scorrere il selettore di modalità sulla posizione «○» - «Spento».

Non dirigere il getto ad angolo direttamente nelle tasche gengivali. Cercare di mantenere il getto perpendicolare alla linea del dente.

Eseguire la medesima operazione con tutti gli spazi interdentali dell'arcata inferiore, dalla parte sia interna che esterna. Ripetere l'operazione per l'arcata superiore (Fig.17)

In presenza di strutture ortopediche artificiali nella cavità orale, è necessario prestare particolare cura e attenzione alla pulizia di essi e dei loro punti di contatto con denti e gengive. È consigliabile consultare un dentista circa la modalità più raccomandabile di utilizzare tale dispositivo in queste circostanze.

 **Dopo 10 minuti del funzionamento interrotto il dispositivo sarà disattivato automaticamente e l'indicatore verde inizierà a lampeggiare. Non si può usare il dispositivo al minimo 10 per far raffreddare i meccanismi interni.**

 Dopo l'utilizzo, svuotare sempre completamente il serbatoio. Ciò impedisce la proliferazione batterica.

Spegnere il dispositivo facendo scorrere il selettore di modalità 1.3 su «○»; rimuovere poi l'ugello, il contenitore e il tubo. Lavare il tutto in acqua tiepida corrente e avvolgere in un panno asciutto. Per facilitare la conservazione e il trasporto, ripiegare gli accessori nella confezione e collegare il dispositivo all'unità principale (figura 13).

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Descrizione: Il dispositivo utilizza una batteria ricaricabile, progettata per l'utilizzo prolungato nel tempo. Durata media della batteria: se correttamente utilizzata, la batteria può durare fino a 3 anni.

Raccomandazioni: durante il funzionamento, scaricare completamente la batteria per non provocare l'insorgere dell'effetto memoria nella batteria, che riduce il tempo di funzionamento quando è completamente carica. Si raccomanda di conservare le batterie cariche al 70-80% per una maggiore longevità di utilizzo.

Manutenzione della batteria ricaricabile: Non richiesta.

Sostituzione della batteria ricaricabile: la sostituzione della batteria va effettuata solamente in centri specializzati. Per rimuovere la batteria, è necessario rimuovere l'interruttore di modalità, scollegare il connettore, svitare le 3 viti nella parte inferiore dell'unità principale (sotto le spine) ed estrarre la parte interna.

Marca e modello della batteria: GP 130AAHV2B6

GARANZIA

Al momento della vendita il prodotto prevede una garanzia della durata di 24 mesi. La garanzia viene emessa tramite certificato di garanzia al momento della vendita al cliente. I recapiti dell'azienda responsabile per il servizio di garanzia sono riportati nel certificato di garanzia.

CURA, CONSERVAZIONE, RIPARAZIONE E SMALTIMENTO

1. Si raccomanda di pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.

2. Prima della pulizia del dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione. Pulire frequentemente il dispositivo con un panno umido. È possibile lavare il serbatoio, i tubi e gli ugelli in lavastoviglie. Non utilizzare panni ruvidi, spazzole e materiali abrasivi per la pulizia del dispositivo.

3. Utilizzare esclusivamente detergenti delicati e non aggressivi. Non utilizzare mai solventi, benzina o alcol, poiché potrebbero causare malfunzionamenti o danneggiare parti del dispositivo.

4. Tenere il dispositivo da fonti di luce e calore, evitare gli urti.

5. Non conservare né utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di sorgenti di calore e fiamme libere.

6. Curare attentamente la pulizia del dispositivo.

7. Non esporre il dispositivo a soluzioni aggressive.

8. In caso di necessità, effettuate la manutenzione e riparazione del dispositivo solamente presso centri specializzati.

9. La vita utile specificata dal produttore per questo prodotto è di 7 anni dalla data di produzione, a condizione che il prodotto sia utilizzato in stretta conformità con questo manuale operativo e gli standard tecnici applicabili. Il mese e anno di produzione sono specificati nel numero di lotto (dove le prime due cifre indicano il mese e le due successive indicano l'anno). La vita utile degli ugelli è di 1000 cicli di utilizzo. Una volta terminata la vita utile indicata, è necessario contattare i centri specializzati di riparazione per verificare le condizioni tecniche del dispositivo e, se necessario, smaltirlo in conformità con le norme di riciclaggio applicabili nella propria regione.

10. Il presente dispositivo è fornito di batteria all'idruro di nichel metallico. Assicurarsi che le batterie vengano smaltite in appositi centri di raccolta presenti nella propria regione.

 **Non modificare il dispositivo senza il consenso del produttore. La manutenzione del dispositivo deve essere effettuata solamente presso centri di assistenza autorizzati o presso il produttore.**

I seguenti tipi di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti dall'utente o da un centro di assistenza autorizzato:

Riparazione e manutenzione	Chi può effettuarlo
Sostituzione tubo	Utente
Sostituzione accessori	Utente
Sostituzione caricatore o cavo di alimentazione	Utente
Pulizia e disinfezione quotidiane	Utente
Parti per le quali si richiede lo smontaggio del dispositivo	Centro di assistenza autorizzato o rappresentante ufficiale

SPECIFICHE TECNICHE

Codice lotto LOT	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LDA3
Modello	LD-A3
Consumo energetico	6W
Capacità della batteria	2x1250 mA/h
Vita utile batteria	Circa 3 anni*
Pressione dell'acqua: Regolatore di pressione in posizione «●» (medio), regolatore di pressione in posizione «●●» (forte)	circa 390 kPa (3 kgf / cm ²) Circa 590 kPa (5 kgf / cm ²)
Regolazione getto	2 modalità (medio, forte)
Frequenza di pulsazione del getto d'acqua	1500 pulsazioni/min.
Durata massimo di utilizzo continuo	5 minuti
Tempo di raffreddamento del dispositivo	Non meno di 5 minuti
Durata utilizzo a serbatoio pieno	Circa 40 secondi
Include	unità principale, connettore, serbatoio, ugello AQUAJET LD-SA01 (2 ugelli), tubo lungo con supporto, tubo corto, alimentatore LD-N064, cavo di alimentazione, manuale operativo, certificato di garanzia, confezione.
Capacità serbatoio, non meno	di 160 ml
Condizioni di utilizzo del dispositivo: Temperatura dell'ambiente circostante umidità pressione atmosferica	dai 10°C ai 35°C non meno dell'80% UR da 86 a 106 kPa
Condizioni di conservazione e trasporto del dispositivo: Temperatura dell'ambiente circostante umidità pressione atmosferica	Da -10°C a 40°C 95% UR da 50 a 106 kPa
Livello sonoro	Meno di 65 dB
Grado di conservazione dell'idropulsore	IPX5
Alimentatore LD-N064 (incluso)	
Tensione in uscita	5V
Massimo carico di corrente	500 mA
Tensione nominale	100-240 V / 50 Hz
Dimensioni esterne	54,5 (h) x 50 (l) + 220,5 (g) mm
Peso (senza confezione)	350 g

* La vita utile della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo e di manutenzione del dispositivo.

Se esposto a temperature estreme, bisogna lasciare il dispositivo a temperatura ambiente per almeno due ore prima dell'utilizzo.

La data di revisione del presente manuale d'uso è indicata nell'ultima pagina come EXXX / YYMM / NN, dove YY indica l'anno, MM il mese e NN il numero di revisione.

Codifica simboli:

CE₀₁₂₃ In conformità con la Direttiva 93/42/EEC

IPX5 Grado di protezione IP

 Importante: Leggere le istruzioni

 Apparecchio di tipo B

 Classe II di isolamento

 In caso di smaltimento, seguire le normative vigenti nella propria area.

LOT Il codice di lotto è in formato MMYXXX, dove MM è il mese di produzione, YY l'anno e XXXX il modello di dispositivo.

Interpretazione dei segnali dell'indicatore:

Luce indicatore	Significato
Verde	Batteria carica. Il dispositivo funziona correttamente.
Luce verde lampeggiante	Disattivazione automatica. Ci vuole il raffreddamento del dispositivo per 10 min.
Giallo	Batteria scarica
CBlu	Batteria in carica

MALFUNZIONAMENTI

Problema	Causa	Possibili soluzioni
Il dispositivo non funziona	Batteria scarica	Caricare la batteria
Il compressore funziona, ma l'acqua non fluisce	Non c'è acqua nel serbatoio	Riempire d'acqua il serbatoio
	L'estremità del tubo si trova al di sopra del livello dell'acqua	Riempire d'acqua fino a quando l'estremità del tubo non risulti sommersa
	Inclinazione eccessiva del dispositivo, il tubo corto si trova al di sopra del livello dell'acqua	Non inclinare eccessivamente il dispositivo
Pressione dell'acqua troppo bassa	Il filtro del tubo corto/lungo è otturato	Lavare il filtro sotto acqua corrente
	Il tubo lungo è attorcigliato	Distendere il tubo lungo

Se nonostante le indicazioni fornite il dispositivo non funziona, smettere di utilizzarlo e contattare l'azienda per la manutenzione (i recapiti delle aziende autorizzate sono elencati nel certificato di garanzia). Non smontate da soli l'idropulsore

La produzione del dispositivo è in conformità con gli standard internazionali ISO 13485. Il dispositivo è in conformità con la Direttiva europea MDD 93/42/EEC e con i requisiti EC 601-1-88, IEC 60601-1-2.

Prodotto e supervisionato da Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591)

Produttore: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China)

Rappresentante nell'Unione Europea: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Cracovia, Polonia, telefono: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Per maggiori informazioni: <http://aquajet.sg>

ITA CERTIFICATO DI GARANZIA

LD-A3

MODELLO	DATA VENDITA
CODICE LOTTO	NOME ACQUIRENTE
Timbro dell'azienda	Firma del venditore

Compilato da un rappresentante autorizzato dell'azienda

Data	Note sul servizio di garanzia

CE₀₁₂₃ IPX5



© Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).
© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2019.