












PIRMS UZSĀKAT IERĪCES LIETOŠANU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

Informācija par drošības tehniku šajā Lietošanas pamācībā tiek aprakstīta šādās kategorijās:

⚠ Bīdījums

Norāda uz prasībām, kuru neievērošana var radīt traumu vai kaitējumu īpašumam.

⚡ Aizliegts

Norāda uz aizliegtām darbībām un rīcības ar ierīci veidiem.

❗ Svarīgi!

Norāda uz obligātām darbībām un instrukcijām, kuras ir stingri jāievēro droša darba nodrošināšanai.

GALVENĀS SASTĀVDAĻAS (1 ZĪM.)

Zīmējuma Nr. Nosaukums

1.1 Uzgalis (2 gab., standarta uzgalis LD-SA01)

1.2 Uzgaļa atvienošanas poga

1.3 Režīmu pārslēdzis

1.4 Indikators

1.5 Caurulītes ligzda

1.6 Ligzda elektrobarošanas avota pievienošanai

2.1 Elektrobarošanas avots

2.2 Elektrobarošanas avota USB-savienotājs

2.3 Elektrobarošanas USB-spraudņa kabelis

2.4 Elektrobarošanas kabelis

2.5 Elektrobarošanas kabeļa spraudnis

3.1 Īsa caurulīte

3.2 Īsās caurulītes filtrs

3.3 Konteiners

4.1 Garās caurulītes konektora ligzda

4.2 Konektors

4.3 Garā caurulīte

4.4 Garās caurulītes turētājs

4.5 Garās caurulītes filtrs

❗ Ierīces un uzgaļa korpusi ir ražoti no ABS-plastmasas, konteiners ir ražots no polipropilēna. Uzgaļi ir testēti uz biosaderību. Cilvēkiem ar paaugstinātu jutīgumu pret šiem materiāliem ir ierīce jālieto uzmanīgi.

Kompaktais izmērs un autonomā barošana no akumulatora baterijas, irigatoru ļauj lietot ceļojumu un braucienu laikā. Akumulatora bateriju uzlādēšana tiek veikta no elektrobarošanas avota (EA) vai cita avota, kas aprīkots ar USB-spraudni un ar atbilstošiem raksturlielumiem, kas norādīti sadaļā “Tehniskie raksturojumi”.

AQUAJET UN MUTES DOBUMA VESELĪBA

Starpzobu telpa – tā ir baktēriju uzkrāšanās un vairošanās vieta. Baktērijas veģetē uz mīkstā zobu aplikuma un to dzīvības procesu rezultātā tur veidojas skābe, kas sagrauj zobu emalju un rada smaganu gļotādas iekaisumu.

Kronišu, zobu protēzes un aparāti slikti pakļaujas parastai tīrīšanai, kas rada sāpes izraisīšu baktēriju uzkrāšanos starp kronīšu malām un smaganu rievu. Tas izraisa zobakmens rašanos un mutes gļotādas iekaisumu.

Kad runa iet par zobu kopšanu, vairums cilvēku, parasti koncentrējas uz zobu “baltumu”, nepiešķirot nozīmi veselīgam smaganu stāvoklim. Tomēr, ja netiek tīrīta starpzobu telpa un zobu - smaganu rievā (telpa starp zobu un smaganu spraudziņu), tas rada pakāpenisku zobakmens augšanu, smaganu iekaisumu un noturīgu nepatīkamu smaku no mutes. Iekaisuma procesam attīstoties, smaganu audi pakāpeniski atvirzās no zoba, ļaujot baktērijām iekļūt iekšienē, līdz pat žokļa kauliem, kuru struktūra arī tiek pakļauta iekaisīgiem bojājumiem. Samazinoties kaulaudiem, arī smaganas sāk sarukt – parādās redzama zobu pagarināšanās un smails vairs neizskatās tik dabīgs. Zobu atbalsta ar smaganām un žokļa kauliem atslābšana, gala rezultātā noved pie zobu izkrišanas. Šāda tipa saslīmšanu ārstēšanai un profilaksei ir nepieciešams mutes dobuma irigators AQUAJET. Speciāla uzgaļa ierīce ļauj ūdens strūkļai sasniegt apvidus, kas nav pieejami tīrīšanas ar parastu zobu birsti vai zobu diegu laikā. Jaudīgs pulsējošs ūdens spiediens noskalā ēdiena atlikumus, mīksto zobu aplikumu, novēršot slēpta kariesa apvidus veidošanos, masē smaganas un visu mutes dobumu, uzlabojot asinsriti. Tas palīdz novērst paradontozi, iekaisīgu procesu parodontā un zobu sairšanu.

UZDEVUMS

Mutes dobuma irigators AQUAJET ir paredzēts parodontālo slimību, gingivīta, parodontīta terapijai un profilaksei, mutes dobuma gļotādas medikamentozai irigācijai un masāžai, kā arī zobu aparātu (ieskaitot kronīšus, implantus, zobu protēzes, sakodiena labošanas aparātus) un starpzobu telpas kopšanai.

AQUAJET lietošanas mutes dobuma higiēnai pilnībā nevar aizstāt zobu birsti. Lietojiet AQUAJET pēc ēdiena uzņemšanas, lai noskalotu ēdiena atliekas un nodrošinātu dziļu smaganu masāžu, tad zobu tīrīšanai lietojiet arī zobu birsti.
Saskaņā ar parodontozes pētījumu datiem, agrinā zobakmens veidošanās stadija bieži tiek ignorēta nepietiekami skaidru pazīmju dēļ. Parasti slimībai ļauj progresēt līdz nopietnākām stadijām. Smaganu asiņošana pēc AQUAJET lietošanas – ir parodontozes simptoms, tomēr ilgstoša AQUAJET lietošana šo simptomu vājina un ļauj smaganām atgriezties veselīgākā stāvoklī. Ja asiņošana ilgst vairāk kā divas nedēļas, konsultējieties ar Jūsu stomatologu.

Potenciālie patērētāji: visas personas, kas vecākas par 2 gadiem.
Funkcionālie raksturojumi: ar jaudīgas pulsējošas strūkļas palīdzību, ierīce aizvāc pārtikas atlikumus no starpzobu telpas un citām grūti pieejamām mutes dobuma vietām, masē smaganas, uzlabo asinsriti un novērš smaganu asiņošanu. Nodrošina zobu protēžu un kronīšu maksimālu kopšanu, kavē sāpes radošas mikrofloras un iekaisīgu procesu attīstību zobu protēžu un kronīšu saskares ar mutes dobuma gļotādu vietās, ko nav iespējams sasniegt ar parastajiem līdzekļiem. Novērš zobakmens veidošanos, gingivītu un daudzas parodontālas saslīmšanas.

Kompaktais izmērs un autonomā barošana no akumulatora baterijas, irigatoru ļauj lietot ceļojumu un braucienu laikā. Akumulatora bateriju uzlādēšana tiek veikta no elektrobarošanas avota (EA) vai cita avota, kas aprīkots ar USB-spraudni un ar atbilstošiem raksturlielumiem, kas norādīti sadaļā “Tehniskie raksturojumi”.

Irigatora AQUAJET lietošana bērniem

Ierīces lietošanas bērniem ir pieļaujama tikai pieaugušā uzraudzībā, kas ir rūpīgi iepazinies ar šo Lietošanas pamācību
Irigatora lietošanas bērniem, ļauj samazināt stomatoloģisku slimību risku, atvieglo mutes dobuma kopšanu, kā arī, pie breķešu sistēmu lietošanas, vairākas reizes saīsina mutes dobuma higiēnas laiku. Tomēr bērniem bieži pietrūkst pacietības rūpīgai zobu tīrīšanai, savukārt irigatora lietošana ļauj vislabākajā veidā uzturēt mutes dobuma higiēnu.
Bērni var uzsākt irigatora lietošanu mutes dobumam no brīža, kad ir uzsākuši patstāvīgi lietot zobu birsti.
Neskatoties uz to, ka pareiza irigatora lietošanas mutes dobumā nevar traumēt mutes dobumu, pirms pirmās irigatora lietošanas reizes ir noteikti jākonsultējas ar bērnu stomatologu.

Ierīces lietošana bērniem ir pieļaujama tikai pieaugušā uzraudzībā, kas rūpīgi iepazinies ar šo Lietošanas pamācību.
Nav jāatstāj līdzās ierīcei zīdaiņi vai mazi bērni bez uzraudzības, jo ierīce satur sīkas detaļas, kuras bērni var norīt.
Nodrošiniet pastāvīgu kontroli, kad līdzās darbojošai vai izslēgtai ierīcei atrodas bērni vai vēl kāds, kam ir nepieciešama uzraudzība.

DROŠĪBAS TEHNIKAS PASĀKUMU IEVĒROŠANA

Drošai ierīces lietošanai, uzmanīgi izlasiet šo Lietošanas pamācību. Šīs sadaļas prasību nepildīšana var radīt dažāda līmeņa bīstamu iedarbību uz lietotāju un apkārtējiem cilvēkiem.

Lietojot elektroierīces, it īpaši bērnu klātbūtnē, vienmēr ievērojiet zemāk minētos vispārīgos drošības pasākumus.

Nepieskarieties ar mitrām rokām elektrobarošanas avota kabeļa daļās.
Pirms uzsākat ierīces lādēšanu, pārliecinieties, ka elektrobarošanas avota kabelis nav bojāts. Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu akumulatora bateriju.
Nemetiet ierīci ugunī, to nesildiet, kā arī lietojiet un neatstājat to telpā ar augstu temperatūru.

Nieievietojiet ierīci ūdenī.
Nelietojiet mazgāšanās laikā.
Neiegremdējiet elektrobarošanas avotu ūdenī un nemazgājiet to ar ūdeni.
Elektrobarošanas avota kabelim nav jāpieskaras pie karstām vai sakarstošām virsmām.
Ja ierīce nedarbojas, nemēģiniet to patstāvīgi salabot. Griezieties specializētā darbnīcā.
Neatstājat ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Lietojiet tikai tos piederumus, kas ir paredzēti lietošanai ar šo ierīci un aprakstīti šajā Lietošanas pamācībā. Neizmantojiet piederumus, ko nav ieteicis ražotājs.
Nieievietojiet nepiederošus priekšmetus ierīces atverēs.
Ierīci lietojiet tikai mutes dobuma kopšanai. Acīs, degunā, ausīs vai kaklā virzīta ūdens strūkļa var radīt traumu.
Nelietojiet ierīci ūdenī, kura temperatūra pārsniedz 40°C.
Ierīci glabājiet tālu no mājdzīvniekiem un insektiem, lai izvairītos no infekcijas iekļūšanas.
Neļaujiet bērniem lietot ierīci, ja viņi neatrodas pieaugušo uzraudzībā.
Šī ierīce netiek lietota vienlaikus ar augstfrekvences (AF) elektroķirurģiskajām iekārtām.
Lai izvairītos no problēmām ar ierīci, nelietojiet to stipru elektromagnētisku lauku, kas izstaro traucējumus vai nanosekunžu impulsu traucējumus, tuvumā. Piemēram, magnētu, radio raidītāju, mikroviļņu krāšņu.
Pārnēsājama radiofrekvenču komunikācijas iekārta (ieskaitot perifērās iekārtas, tādas kā antenas kabelis un ārējā antena) ir izmantojama ne tuvāk kā 30cm attālumā no jebkuras stomatoloģiskā mutes dobuma irigatora daļas, ieskaitot ražotāja norādītos kabeljus.

Atslēdzot elektrobarošanas avotu no kontaktligzdas, vienmēr to turiet aiz barošanas dakšas, nevis aiz kabeļa.
Pēc ierīces lietošanas, izejiet ūdens atlikumu no konteina un uz 2-3 sekundēm ieslēdziet ierīci pilnīgai nosusināšanai.

Lietošanas riski

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai prāta spējām vai personām bez atbilstošām zināšanām un pieredzes. Ierīces lietošana šādiem cilvēkiem ir pieļaujama tikai personas, kas ir atbildīga par viņu drošību, uzraudzībā, un pie nosacījuma, ka šī persona ir sniegusi precīzas instrukcijas darbam ar ierīci. Ir jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar ierīci.

Kontraindikācijas: personām, kuras nevar patstāvīgi vadīt ierīci, kā arī personām ar paaugstinātu mutes dobuma jutīgumu, nav jālieto šī ierīce.
Iespējamie blakusefekti: iespējami blakusefekti nav atklāti.
Informācija par uzstādīšanas kārtību un prasībām pret telpu
Nelietojiet ierīci pirtīs, saunās, dušas kabīnēs, kā arī telpās, kurās tiek izsmidzināti aerosoli.
Neatstājat un neglabājiet EA tur, kur tas var nokļūt ūdenī – vannas istabā, tualetē utml.
Neatstājat ierīci vai tās daļas tur, kur tās var tikt pakļautas ekstremālu temperatūru ietekmei vai mitruma lēcieniem, piemēram, vasarā transportā vai tur, kur tā sakarsīs tiešu saules staru ietekmē.

AKUMULATORA BATERIJAS UZLĀDĒŠANA

Ierīcē tiek izmantota akumulatora baterija, kas paredzēta daudzkārtējai uzlādēšanai un ilgstošai lietošanai. Pirms ierīces pirmās lietošanas, tā ir jāuzlādē 4 stundu laikā.
Uzlādēšanas laikā, galvenais bloks nedaudz sasilst, bet tas nav bojājums.
Akumulatora bateriju uzlādējiet istabas temperatūrā 15-35°C robežās. Uzlādējot bateriju zemākā temperatūrā, ierīces darba laiks var samazināties, savukārt pie zemākas par 0°C temperatūras, uzlāde var būt neiespējama.
Ražotājs iesaka izmantot ИП LD-N064 (ietilpst komplektā), tomēr, lietojot EA kabeli no ierīces komplekta, jūs varat uzlādēt ierīci no jebkura EA, ja tam ir USB-saspraudnis. Ieteicamos parametrus skat. sadaļā “Tehniskie raksturojumi”.

Akumulatora baterijas uzlādēšanai, ievietojiet visu EA kabeļa galu 2.5 saspraudnī uz ierīces aizmugurējās daļas 1.6, bet otru kabeļa galu 2.3 — EA USB-saspraudnī 2.2. Ievietojiet EA dakšīņu tīkla kontaktligzdā (5. zīm.).

Uzlādēšanas procesu ataino zils indikators uz ierīces korpusa 1.4. Pēc akumulatora baterijas pilnīgas uzlādēšanas, indikators iedegsies zaļā krāsā.

Elektrodrošības nolūkā, ierīce vienlaikus nevar darboties un uzlādēt akumulatora bateriju.
Pie pilnīgi uzlādētas baterijas, ierīce var darboties ar maksimālo jaudu apmēram 20 minūtes. Zems akumulatora baterijas uzlādes līmenis tiks atainots ar dzeltenu indikatoru.

LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Spirtu saturošu šķidrumu, šķidrumu ar suspensijām, eļļainu šķidrumu, kā arī citu šķidrumu, kas nav paredzēti lietošanai irigatorā, izmantošana var radīt irigatora bojājumus!
Ražotājs iesaka irigācijai lietot filtrētu ūdensvada ūdeni.

Jaunas ierīces iekšējās daļas var saturēt ierīces izmēģinājumā lietotā destilēta ūdens atlikumu. Tas nav bojājums un ir pilnīgi droši.

Uzgaļa pievienošana/atvienošana
Ierīces komplektā ietilpst 2 individuāli uzgaļi ar krāsainām apmalēm dažādās krāsās.
Papildus uzgaļus ir iespējams iegādāties atsevišķi. Pērciet tikai šai ierīcei paredzētos uzgaļus AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 vai AQUAJET LD-SA05.
Izvēlieties katram ģimenes locekli individuālu uzgali noteiktā krāsā. Vienmēr lietojiet tikai savu, Jūsu izvēlētas krāsas uzgali.
Ievietojiet uzgali ierīcē līdz atskan klikšķis tādā veidā, lai uzgaļa vadotne sakristu ar gropi irigatora rokturī (6. zīm.).

Uzgaļa atvienošanai nospiediet uzgaļa atvienošanas pogu un pavelciet uzgali, to pieturot ierobu limenī (7. zīm.).

Ieteikumi uzgaļa drošai atvienošanai:

1. Ja uzgalis ir grūti atvienojams no irigatora vai ūdens dēļ rokā slīd, lietojiet sausu drānu. Aptiniet uzgali ar mikstu, sausu drānu un atkārtojiet atvienošanas procedūru.
2. Uzgali atvienojot no irigatora, to velciet NEGRIEŽOT ap asi. Uzgaļa griešana var radīt tā bojājumus.

Irigatora lietošana ar konteineri, kas ietilpst komplektā (14. zīm.)

Noņemiet konektoru (4.2). Šajā nolūkā to pagriežiet tā, lai rādītājs ▲ atstātos stāvoklī (4.2) («atvērts») un pavelciet lejup (8. zīm.).

Ievietojiet īsās caurulītes spraudni (8.1) ierīces apakšējā daļā esošajā ligzdā (1.5) (9. zīm.).

Piepildiet konteineri ar siltu ūdeni līdz atzīmei MAX.

Pievienojiet konteineri ierīcei (10. zīm.) un pagriežiet to tā, lai rādītājs ▲ atstātos stāvoklī (4.2) («aizvērts»).

Ierīce ir gatava lietošanai. Pilnīgi piepildīts konteineris tiek izlietots 40 darba sekunžu laikā.

⚠ Nelietojiet ierīci bez šķidruma.

Ja ierīce lietošanas ar konteineri laikā tiek pārāk stipri noliekta, tad caurulītes filtrs (3.2) var pacelties virs ūdens, kā rezultātā ūdens padeve tiks pārtraukta.

Double Aqua Flow system – Irigatora lietošana ar citiem rezervuāriem (15. zīm.)

Ja konteīniera tilpums ir nepietiekams, ierīces konstrukcija ļauj izmantot arī citus ūdens rezervuārus, piemēram, parastu glāzi.

Šajā nolūkā ievietojiet garās caurulītes spraudni ligzdā (4.1) uz konektora aizmugures daļas (4.2), ja konektors ir pievienots ierīcei (11. zīm.), vai ligzdā uz ierīces apakšējās daļas (1.5), ja konektors ir atvienots no ierīces (9. zīm.).

Atritiniet garo caurulīti (4.3) un uzvelciet caurulītes turētāju (4.4) uz siltā ūdens rezervuāra tā, lai caurulītes filtrs (4.4) gandrīz sasniegtu rezervuāra dibenu (12. zīm.).

Ierīce ir gatava lietošanai. Nepārtrauktas lietošanas laikam nav jāpārsniedz 5 minūtes.

! Lietojot pirmo reizi, ielejiet konteinerī siltu ūdeni, novietojiet režīmu pārslēdzēju stāvoklī «●●», lai ūdens aizpildītu visus iekšējos dobumus. Ierīce būs gatava pirmajai lietošanai, kad ūdens konteinerī būs pilnīgi izlietots.

⚠ Pārliecinieties, ka šķidruma temperatūra konteinerī nepārsniedz 40°C. Nelietojiet karstus šķidrumus, jo mutes dobuma gļotāda ir ļoti jutīga un karstais šķidrums to var traumēt.

Lietošana

Noliecieties pār izlietni. Pietuviniet uzgaļa galu pie zobiem vai smaganām. Muti atstājiet nedaudz pavērtu, lai ūdens notecētu izlietnē. Uzgali virziet perpendikulāri apakšējās zobu rindas tālākajiem zobiem. Ieslēdziet ierīci, pārvirzot režīmu pārslēdzēju (1.3) stāvoklī «●» (vidējs spiediens) vai stāvoklī «●●» (stiprs spiediens). Lēnām kustībām, 4 – 5 sekunžu laikā, attīriet starpzobu telpu, aizturot strūklu pie smaganām. Tad virziet strūklu pa smaganu līniju pie zobu pamatnes līdz nākamajai starpzobu atstarpei. Atkārtojiet tādas pašas kā pirmajai starpzobu telpai kustības (16. zīm., punktētā bultiņa apzīmē ūdens strūklas trāpījuma vietu, nepārtrauktā bultiņa – uzgaļa kustības virzienu).

! Jūs jebkurā laikā varat noslēgt ūdeni, pārvirzot režīmu pārslēdzēju stāvoklī «○» – «izslēgts». Nevirziet strūklu lenķī, tieši smaganu kabatā, centieties strūklu turēt perpendikulāri zobu līnijai

Šādu procedūru veiciet pēc kārtas ar visām starpzobu telpām no apakšējās zobu rindas ārpuses un iekšpusēs. Tad atkārtojiet procedūru ar augšējās zobu rindas ārpusi un iekšpusi. (17. zīm.)

Mākslīgu ortopēdisko konstrukciju esamības mutes dobumā gadījumā, to saskares vietā ar smaganām, zobiem vai citiem zobu aparātiem, ir rūpīgāk jāskalo ar strūklu. Ir ieteicams konsultēties ar stomatologu attiecībā uz esošo konstrukciju skalošanas kanālu īpatnībām.

! Nakon 10 minuta neprekidnog rada uređaj će se automatski isključiti, a zeleni indikator će početi treptati. Ne koristite uređaj minimum 10 min. da biste omogućili da se unutrašnji mehanizmi ohladi.

! Pēc lietošanas vienmēr pilnīgi atbrīvojiet konteineri no ūdens. Tas novērš baktēriju vairošanos.

Izslēdziet ierīci, pārvirzot režīmu pārslēdzēju (1.3) stāvoklī «○», noņemiet uzgali, konteineri un caurulīti. Nomazgājiet visu siltā tekošā ūdeni un nosusiniet ar sausu drānu. Glabāšanas un transportēšanas ērtībai salieciet piederumus ierīces komplekta konteinerī un pievienojiet to galvenajam blokam (13. zīm.).

AKUMULATORA BATERIJAS EKSPLOATĀCIJA

Apraksts: ierīcē tiek izmantota uzlādējama akumulatoru baterija (AB), kas paredzēta ilgstošai lietošanai.

AB derīguma termiņš: 3 gadi pie pareizas lietošanas.

Ieteikumi: lietošanas procesā pilnīgi izlādējiet AB, lai neizraisītu AB atmiņas efektu, pie kura saīsinās darba laiks pie pilnas uzlādes. Ilgstošai glabāšanai ir ieteicams atstāt AB uzlādētu par 70-80%.

AB apkope: nav nepieciešama.

AB nomaiņošana: nepieciešamības gadījumā AB nomaiņošana ir jāveic tikai specializētos servisa centros. Lai piekļūtu AB, ir jānoņem režīmu pārslēdzējs, jāatvieno konektors, jāizskrūvē 3 skrūves galvenā bloka apakšdaļā (zem noslēgiem) un jāizvelk iekšējā daļa.

AB marka un modelis: GP 130AAHV2B6

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Šai ierīcei ir noteikts garantijas termiņš 24 mēnešu laikā no pārdošanas datuma. Garantijas saistības tiek noformētas ar garantijas talonu pārdošanas pircējam laikā. Organizāciju, kas veic garantijas apkalpošanu, adreses ir norādītas garantijas talonā.

APKOPE, GLABĀŠANA, REMONTS UN UTILIZĀCIJA

1. Ir ieteicams ierīci tīrīt katru reizi pēc lietošanas.

2. Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet EA kabeli. Regulāri ierīci tīriet ar mitru drānu. Konteineri, caurulītes un uzgaļus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Ierīces tīrīšanai nelietojiet rupjus audumus, birstes un abrazīvus līdzekļus.
3. Lietojiet tikai maigus mazgāšanas līdzekļus. Nekad nelietojiet šķīdinātājus, benzīnu vai spirtu, jo tie var radīt ierīces darba traucējumus vai bojāt tās daļas.
4. Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem un triecieniem.
5. Neglabājiet un nelietojiet ierīci tiešā sildierīču vai atklātas uguns tuvumā.
6. Sargājiet ierīci no piesārņojuma.
7. Nepieļaujiet ierīces saskari ar agresīviem šķīdumiem.
8. Nepieciešamības gadījumā remontu veiciet tikai specializētās organizācijās.
9. Šim izstrādājumam ražotāja noteiktais lietošanas termiņš ir 7 gadi no ražošanas datuma, pie noteikuma, ka izstrādājums tiek lietots stingri atbilstoši šai lietošanas instrukcijai un piemērotajiem tehniskajiem standartiem. Ražošanas mēnesis un gads ir atzīmēts numurā LOT (pirmie 2 cipari – mēnesis, otrie – gads). Uzgaļu lietošanas termiņš ir 1000 lietošanas cikli. Noteiktajam lietošanas termiņam beidzoties, periodiski ir jāgriežas pie speciālistiem (specializētās remonta organizācijās) ierīces tehniskā stāvokļa pārbaudei un, ja ir nepieciešams, utilizācijai, atbilstoši Jūsu reģionā spēkā esošajiem utilizācijas noteikumiem.
10. Šī ierīces ir aprīkota ar niķeļa metālhidrīda baterijām. Lūdzu sekojiet tam, lai bateriju utilizācija tiek veikta oficiālā pieņemšanas punktā, ja tāds ir Jūsu valstī.

⚠ Neieviesiet izmaiņas ierīces konstrukcijā bez ražotāja piekrišanas. Ierīces apkope ir veicama tikai autorizētos servisa centros vai pie ražotāja.

Lietotājs vai autorizēts servisa centrs var veikt šādus apkalpošanas vai remonta veidus:

Remonts un apkope	Kas veic
Caurulītes nomaiņa	Lietotājs
Piederumu nomaiņa	Lietotājs
LI vai elektrobarošanas kabeļa nomaiņa	Lietotājs
Ikdienas tīrīšana un dezinfekcija	Lietotājs
Jebkuras daļas, kuru nomaiņai ir nepieciešama ierīces izjaukšana.	Autorizēts servisa centrs vai Oficiāls pārstāvis

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Partijas LOT numurs	 LDA3
Modelis	LD-A3
Patērētā jauda	6W
Akumulatora baterijas tilpums	2x1250 mA/h
Akumulatora baterijas lietošanas termiņš	apmēram 3 gadi*
Ūdens spiediens:	
spiediena regulators stāvoklī «●» (vidējs)	apmēram 390 kPa (3 kgs/m ²)
spiediena regulators stāvoklī «●●» (spēcīgs)	apmēram 590 kPa (5 kgs/m ²)
Spiediena regulēšana	2 stāvokļi (vidējs, spēcīgs)
Ūdens strūklas pulsācijas frekvence	1500 impulsi/min.
Maksimālais nepārtrauktas lietošanas laiks	5 minūtes
Laiks, kas nepieciešams ierīces atdzišanai	ne mazāk kā 5 minūtes
Pilna rezervuāra izlietošanas laiks	apmēram 40 sek.
Komplektācija	galvenais bloks, konektors, konteineris, uzgalis AQUAJET LD-SA01 (2 gab.), garā caurulīte ar turētāju, īsā caurulīte, elektrobarošanas avots LD-N064, elektrobarošanas avota kabelis, lietošanas pamācība, garantijas talons, individuāls kartona iepakojums.
Konteinera tilpums, ne mazāks par	160 ml
Ierīces lietošanas noteikumi:	
apkārtējā gaisa temperatūra	no 10°C līdz 35°C
mitrums	ne vairāk kā 80% Rh
atmosfēras spiediens	no 86 līdz 106 kPa
Ierīces glabāšanas un transportēšanas noteikumi:	
apkārtējā gaisa temperatūra	no -10°C līdz +40°C
mitrums	95% Rh
atmosfēras spiediens	no 50 līdz 106 kPa
Trokšņa līmenis	mazāk par 65 dB
Irigatora aizsardzības līmenis	IPX5
Elektrobarošanas avots LD-N064 (ietilpst komplektā)	
Izejas spriegums	5 V
Maksimālā strāva ar slodzi	500 mA
Nominālais spriegums	100-240 V/50 Hz
Ārējie izmēri	54,5 (a.) x 50 (pl.) x 220,5 (g.) mm.
Svars (bez iepakojuma)	350 g

* AB (akumulatora baterijas) lietošanas termiņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas un glabāšanas apstākļiem.

Pēc ierīces transportēšanas pie pārāk augstas vai pārāk zemas temperatūras, ierīce minimāli 2 stundas ir jāpatur istabas temperatūrā.

Šīs Lietošanas instrukcijas redakcijas datums ir norādīts pēdējā lappusē EXXX/YYMM/NN veidā, kur YY – ir gads, MM – mēnesis, bet NN – redakcijas numurs.

Simbolu atšifrējums:

 Utilizējot vadieties no Jūsu reģionā spēkā esošajiem noteikumiem.

 esošajiem noteikumiem.

LOT LOT numurs uz korpusa ir MMYXXXXX formā, kur MM – ražošanas mēnesis, YY – ražošanas gads, XXXX ierīces modeļa numurs.

kur MM – razosanas mēnesis, YY – razosanas gads, XXXX ierīces modeļa numurs.

gads, AAAA tēnes modelis, nūmurs.

Indikatora signālu atšifrējums:

Indikatora krāsa	Nozīme
Zaļa	AB ir pilnīgi uzlādēta. Ierīce darbojas.
Zeleni trepti	Automatisko izslēgšanu. Ja atdzesēšanas ierīcei nepieciešams 10 minūtes.
Dzeltena	Zems AB uzlādes līmenis.
Zila	Notiek AB uzlāde.

TIPVEIDA BOJĀJUMI

Problēma	Cēlonis	Novēršanas veids
Ierīce nedarbojas	▶ Izlādējusies akumulatora baterija	▶ Uzlādējiet akumulatora bateriju
Kompresors darbojas, bet ūdens netek	▶ Konteinerī nav ūdens	▶ Piepildiet konteineri ar ūdeni
	▶ Caurulītes gals atrodas virs ūdens līmeņa	▶ Pieļējiet ūdeni, lai caurulītes gals atrastos ūdenī
	▶ Pārāk liela ierīces nolīce, isā caurulīte atrodas virs ūdens līmeņa	▶ Nenolīciet ierīci pārāk stipri
Pārāk zems ūdens spiediens	▶ Aizsērējis isās/garās caurulītes filtrs	▶ Izmazgājiet filtru tekošā ūdenī
	▶ Garā caurulīte ir sagriezusies	▶ Iztaisnojiet garo caurulīti

Ja, neskatoties uz augšminētajiem ieteikumiem, Jūs nevarat panākt ierīces darbību, pārtrauciet lietošanu un griezties organizācijā, kas veic tehnisko apkalpošanu (pilnvaroto organizāciju adresi un telefoni ir norādīti garantijas talonā). Nemēģiniet patstāvīgi remontēt irigatoru.

Ierīču ražošana atbilst starptautiskajam standartam ISO 13485. Ierīce atbilst Eiropas direktīvai MDD 93/42/EEK, standartiem IEC 601-1-88, IEC 60601-1-2.

Paredzēts un ražots Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591. Postal Address: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) kontrolē

Ražotājs: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Džiangsu, Ķīnas Tautas Republika)

Pārstāvis Eiropas Savienībā: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Krakova, Polija, telefons: +48 12 2684746, 12 2684747, faks: +48 12 268 47 53, e-pasts: biuro@littledoctor.pl)

<http://aquajet.sg>

EST

GARANTIJAS TALONS

LD-A3

MODELIS

PĀRDOŠANAS DATUMS

PARTIJAS NUMURS (LOT)

PĪRCĒJA VĀRDS

Tirdzniecības organizācijas zīmogs
(spiedogs)

Pārdevēja paraksts

Aizpilda pilnvarotas servisa organizācijas pārstāvis

Datums	Atzīmes par garantijas apkalpošanas veikšanu



® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).
© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2021.